

PHILIPS

sonicare

ソニックケア イージー
クリーン

EasyClean

1つのモード

ブラシヘッド1本付属

HX6526/01



虫歯・歯周病予防に

手磨きからの切り替えも簡単

歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

お口の健康を推進

- フィリップス ソニックケア歯ブラシで歯に自然な白さを
- 歯ぐきの健康を推進
- やさしくブラッシング
- ソニックケアに慣れていただくためのイージースタート機能

使いやすさ重視の設計

- タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ

新機能

- 音波水流


特長

歯ぐきの健康を推進




密集した高品質の毛先が歯肉縁の歯垢を除去し、歯ぐきの健康を推進。また、湾曲した毛先は奥歯にも簡単に届きます。

ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップス ソニックアー電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ



約2分間で歯をしっかり磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏4箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

ソニックアーに慣れていただくためのイージースタート機能



フィリップス ソニックアーでの歯磨きに徐々に慣れていただけるよう、使いはじめから14回目にかけて徐々にパワーを上げていきます。

音波水流



毎分約31,000ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

やさしくブラッシング



音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式
使用時間: 約2週間
バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示
ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
ハンドル: スリムなデザイン
使用時間: 約2週間

内容・付属品

ブラシヘッド: C2 オプティマルブランクディフェンス1本
充電器: 1
ハンドル: イージークリーン1本

洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分
健康上の利点: 歯垢を除去
性能: 歯垢を除去
タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

モード

クリーン: 歯をキレイに

* クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回
* 手磨きよりも効果的

