

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア フレックス  
ケアプラチナ

FlexCare Platinum

3つのモード、3段階の強さ設定

ブラシヘッド2本付属

過圧防止センサー

HX9112/02



## 歯の間をすっきりきれいに

歯間の歯垢除去力7倍\*

9通りのブラッシングモード、過圧防止センサー、先進のブラシヘッドテクノロジーを搭載したフィリップス ソニックケア フレックスケアプラチナは、歯垢を徹底的に除去し、歯ぐきの健康を促進します。

### お口の健康を推進

- ・ 歯ぐきの健康を推進
- ・ 口腔衛生のニーズにやさしく安全に応えます

### 使いやすさ重視の設計

- ・ タイマーで2分のブラッシング時間をお知らせ
- ・ 長持ちするバッテリーとトラベルケース
- ・ 強すぎるブラッシングをお知らせ

### 優れた洗浄能力

- ・ 音波水流で歯間の歯垢を除去
- ・ フィリップスのインターケアブラシヘッドなら最大7倍の歯垢を除去\*

### ブラッシングを最適化

- ・ 3つのモード、3段階の強さ設定から選択

# 特長

## 最大 7 倍の歯垢を除去




フィリップスのインターケアブラシヘッドを取り付けて、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進しましょう。非常に長いブラシ毛が、届きにくい部分や歯と歯の間の歯垢を取り除き、歯ぐきを健康に保ちます。

## 歯ぐきをケアする



フレックスケアで理想的な洗浄を続ければ、約 2 週間で歯ぐきが健康に。歯肉線にたまった歯垢を手磨きに比べて最大 7 倍除去し、健康的な笑顔を手に入れることができます。

## 3つのモード、3段階の強さ設定



フレックスケアプラチナなら、歯をしっかりと洗浄できます。ブラッシングの強さ設定は 3 段階から、モードはニーズに応じて 3 種類からお選びいただけます。クリーンモードは日常的な洗浄をしたいとき、ホワイトモードは表面の着色汚れを除去したいとき、ガムケアモードは歯ぐきのケアをしたいときに選べます。

## 強すぎるブラッシングをお知らせ



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ハンドルがやさしく振動したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。このお知らせ機能は、ブラシヘッドに不要な力がかからないようにして本来の働きをさせるためのものです。10 人中 7 人のお客様がこの機能によって効果的にブラッシングできるようになったと感じています。

## 音波水流



1 分間に約 31,000 回の高速振動と幅広い振幅の組み合わせにより音波水流を発生。歯間と歯肉縁をしっかりとやさしく磨きます。

## タイマーで 2 分のブラッシング時間をお知らせ



約 2 分間で歯をしっかりと磨くことができます。カドペーサー機能は、口腔内の上下・表裏 4 箇所を均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせ

します。スマートタイマー機能は、専門家が推奨する 2 分間のブラッシング時間をお知らせします。

## 安心してブラッシング



フレックスケアプラチナなら、しっかりと安全にブラッシング。さまざまなニーズにも応えます。フィリップスのソニックテクノロジーは、詰め物、クラウン、ラミネートベニアにも適しており、毎日の歯周病対策にもご利用いただけます。

## ライフスタイルにフィットするデザイン



プレミアムトラベルケースは、歯ブラシを衛生的に保管できるだけでなく、充電池もコンパクトに収納できるので、携帯に便利です。1 回の満充電で通常の使用なら約 2 週間使用できるため、旅行中でもいつもと変わらない歯のお手入れが可能です。

# 仕様

## デザインと仕上げ

色: 白

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

充電機: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*\*

充電機の種類: リチウムイオン充電機

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間\*\*

## 内容

ブラシヘッド: インターケアー レギュラー 1 本, インターケアー ミニ 1 本

ハンドル: フレックスケアープラチナ 1 本

充電機: 1

トラベルケース: 1

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

過圧防止センサー: ハンドルが振動してお知らせ

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

3段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

\* 手磨きだけと比較した場合

\*\* クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

