

PHILIPS

sonicare

ソニックケア フレック
スケアープラス

FlexCare+

4つのモード

ブラシヘッド2本付属

HX6962/76



奥歯や歯間の歯垢が気になる方へ

奥歯や歯間にもしっかり届き、歯間の歯垢除去力7倍*

選べる4つのブラッシングモードで、舌磨きも可能。

お口の健康を推進

- やさしくブラッシング
- 自然な白い歯に
- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大7倍除去
- 約2週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様。

理想的な歯磨きをサポート

- 磨き時間をタイマーでお知らせ

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- イージースタート機能は、手磨きからの移行をサポートします。
- 4つの多彩なモードが洗浄効果を高める

優れた洗浄性能を実感

- 音波水流で歯間の歯垢を除去

特長

4つの多彩な洗浄モード



4つのモードの多彩なモードから選択できます。クリーンモードでは2分間でキレイな歯に。センシティブモードは歯と歯ぐきにやさしく、リフレッシュモードでは、1分間で手軽に歯磨きができます。ガムケアモードでは歯ぐきをケアします。

歯ぐきの健康を推進



このフィリップスソニックアー電動歯ブラシは、歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄し、約2週間で健康な歯ぐきに。手磨きと比べて歯肉縁の歯垢を最大7倍除去します。

最大7倍の歯垢を除去



手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大7倍除去

自然な白い歯に



歯の1本1本に直接届く音波水流で、歯のステイン（着色汚れ）を除去し、自然な白さに近づけます。

カドパーサーとスマートタイマー



カドパーサーは、口腔内の上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできるようタイマーでお知らせします。スマートタイマーは、歯科専門家が推奨する2分間のブラッシング時間をお知らせします。

やさしくブラッシング




音波水流は、矯正器具、歯科補綴物（詰め物、クラウン、ラミネートベニア）にも適しており、やさしく磨きます。

音波水流



フィリップスソニックアー電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

イージースタート



イージースタートでは、ソニックアーに慣れていただくまで、使いはじめ最初の14回は出力レベルを調整し、手磨きから楽に移行できるようにします。

仕様

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

デザインと仕上げ

色: ホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: フレックスケアプラス 2 本

充電器: 1

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン レギュラー 1本, インターケア レギュラー 1本

トラベルケース: 2

紫外線除菌器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

健康上の利点: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

クリーン: 歯をキレイに

ガムケア: 歯ぐきをケア

リフレッシュ: 1分間の簡単お手入れ

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

** 手磨き用歯ブラシと比べた場合 M.Ward et al フィリップス 調べ(2012年) **クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

