

Philips Sonicare AirFloss  
„Sonicare“ keičiamas  
antgalis

2 vnt.

HX8002/05



## Lengvesnis būdas nei valytis siūlu

Švelniai ir veiksmingai gerina burnos sveikatos būklę

Jums patiks toks tarpdančių valymas. Pereikite prie „Philips Sonicare Airfloss“.

### **Proven improvement of oral health**

- Pašalina iki 99,9 % apnašų

### **Easy to maneuver to focus on hard-to-reach areas**

- Kreipiamuoju galiuku paprasčiau nustatyti
- Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės pasiekti sunkiai prieinamas vietas

### **Removable nozzle makes AirFloss easy to share**

- Ant antgalių atspausdinti lašai – lengviau naudoti keliese

# PHILIPS

sonicare

„Sonicare“ keičiamas antgalis  
2 vnt.

# Specifikacijos

## Techniniai duomenys

- Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius

HX8002/05

# Ypatybės

## Kreipiamasis galiukas




Paprastčiausiai braukite kreipiamuoju galiuku palei dantėnų liniją, kol pajusite, kad jis įsistatė tarp dantų. Padeda lengviau nukreipti antgalį net į sunkiai pasiekiamus krūminius dantis.

## Ant antgalių atspausdinti lašai


Kiekvienoje 2 antgalių pakuotėje, ant vieno antgalio atspausdintas užpildytas lašas, o ant kito – permatomas lašas. Todėl lengva atskirti antgalius, kai įrenginiu naudojasi du žmonės.

## Plonas, kampu pakreiptas antgalis



Plonas, kampu pakreiptas antgalis padės pasiekti sunkiai prieinamas vietas

## Pašalina iki 99,9 % apnašų



„AirFloss“ naudoja oro ir vandens lašelius arba burnos skalavimo priemones, kad pašalintų iki 99 % daugiau dantų apnašų\*



Išleidimo data 2022-06-05

Versija: 2.1.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)