

PHILIPS

sonicare

ソニックケア プレミアムクリーン
ブラシヘッド レギュラー

C3 Premium Plaque Defense

4本組

レギュラーサイズ

簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ブラシヘッド認識機能対応

HX9044/67



最大 10 倍の歯垢を除去**

フィリップス ソニックケア 史上最高*の歯垢除去力

プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍***。しっかり快適に磨けます。

Innovative technology

- 音波水流
- ブラシヘッド認識機能対応

Designed to optimize performance

- 厳格なテストに合格したブラシヘッドがお口の健康を守ります
- ブラシヘッド交換お知らせ機能
- すべてのフィリップス ソニックケア 電動歯ブラシに対応

Philips Sonicare's deep clean


- 歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去
- 歯や歯ぐきにフィットして、しっかり歯垢を除去

For exceptional plaque removal

- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大 10 倍除去


特長

歯垢をしっかりと除去




その柔軟な形状により、届きにくい部分の歯垢も最大約 10 倍多く除去*。歯と歯ぐきの間に沿ってしっかりと磨けます。

アダプティブクリーニングテクノロジー



アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐきの輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニックアークの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。

アダプティブクリーニングテクノロジー



アダプティブクリーニングテクノロジーでいつでも自分に適した磨き方が可能に。プレミアムクリーン ブラシヘッドは、柔らかい側面が歯と歯ぐき

の輪郭にフィットするため、過剰なブラッシング圧力が吸収され、ソニックアークの音波洗浄の効果が高まります。毛先は歯と歯ぐきの形にぴったり沿うため、歯に触れる表面積が一般的なブラシヘッドの最大 4 倍**。届きにくい部分もすみずみまで磨けます。

音波水流



毎分約 31,000 回の振動と幅広い振幅の組み合わせにより、唾液を活用した音波水流を口腔内に発生させ、やさしくしっかりと歯垢を除去します。

ブラシヘッド認識機能対応



ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能



ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします。

毎日のお口のケアをより確かに



フィリップス ソニックアークでは安心してお使いいただくために、すべてのブラシヘッドに対して使用感や耐久性などの品質テストが行われています。

簡単にはめ込みできるブラシヘッド



ソニックアークのハンドルは、付属のブラシヘッド以外にもお使いいただけます。お手持ちのハンドルにいろいろなブラシを試して、お気に入りを見つけてください。（ソニックアークキッズ、e シリーズを除く）

仕様

デザインと仕上げ

毛の硬さ: ふつう

色: ホワイト

ブラシヘッド認識機能対応: 有

ブラシヘッドの素材: やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッド

交換時期をお知らせ: 青い毛先の色が白くなったから交換のサインです。

サイズ: レギュラー

互換性

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

使用できるモデル: 2シリーズ プラークディフェンス、プレミアムクリーン、ガムヘルス、ダイヤモンドクリーン、ダイヤモンドクリーン スマート、イージークリーン、エッセンスプラス、フレックスケア、フレックスケア プラチナ、フレックスケア プラチナ コネクテッド、フレックスケアプラス、キッズ、ヘルシーホワイト、ヘルシーホワイトプラス、パワーアップ、プロテクトクリーン

内容・付属品

ブラシヘッド: C3 プレミアムプラークディフェンス 4本

品質と性能

交換: 約3ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。

テスト済み: 最適な使用のために

健康上の利点

歯垢の除去: ○

