



Philips Sonicare AirFloss
Skirtas tarpdantėms,
įkraunamas

su 1 antgaliu



HX8221/02

Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.

Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.

Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengvas būdas išvalyti tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Improves oral health

- Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse
- Pašalina iki 5 k. daugiau apnašų iš tarpdančių*

Achieve a 30-second clean

- Visą burną išvalysite per 30 sekundžių
- Nukreipkite. Spauskite. Švaru!

Easy to use

- Technologija, kuri valo vos prisilietus
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą
- Patogi ergonomiška rankenėlė


Helps build a healthy habit

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

PHILIPS
sonicare

Ypatybės

Oro ir mikrolašelių technologija



„AirFloss“ naudoja unikalią oro ir mikrolašelių technologiją, kad suslėgto oro ir vandens arba burnos skalavimo skysčio srovė patektų į tarpdančius. Funkcija įjungiama vienu mygtuko spustelėjimu.

Švara per 30 sekundžių



Naudodami „AirFloss“ visą burną išvalysite per 30 sekundžių. Jei norite paleisti vieną oro ir mikrolašelių srovę, spauskite mygtuką ir valykitės, po to vėl kartokite šiuos veiksmus. Norėdami įjungti automatinį srovės režimą, laikykite nuspaudę mygtuką ir kreipiamuoju galiuku slinkite iš vienos vietos į kitą. Įrenginys automatiškai kas sekundę paleis srovę.

Sveikesnės dantenos



Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant „Sonicare AirFloss“ dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

Lengvai pripildomas rezervuaras



Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo skysčio arba vandens, nukreipkite į norimą vietą ir spauskite mygtuką. Rezervuaro turinio pakanka iki dviejų kartų.

Kreipiamasis galiukas




Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiamą vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia dantenu linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį tarp dantų.

Ergonomiška rankenėlė



„AirFloss“ rankenėlė yra ergonomiška ir neslystanti, todėl lengvai manevruosite sunkiai pasiekiamose vietose.

Padeda išvengti ertmių




Su „Sonicare AirFloss“ švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdantėse nesiformuos ertmės.

Pašalinama daugiau apnašų



Siekiant užtikrinti burnos sveikatą, labai svarbu valyti tarpdančius. „Sonicare AirFloss“ oro ir mikrolašelių technologija pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų tarpdančiuose, nei naudojant įprastą dantų šepetėlį.

Lengva pradėti



Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rožinė

Maitinimas

- Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techniniai duomenys

- Baterija: Pakartotinai įkraunama
- Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius
- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Dizainas ir apdaila

- Antgalio spalva: Rožinė su baltu antgaliu

Lengva naudoti

- Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas
- Baterijos indikatorius: Mirksi: senka akumulatorius

- Antgalio priedas: Lengva uždėti ir nuimti
- Baterijos naudojimo laikas: Iki 3 savaitių, kai visiškai įkrauta

Pridėti priedai

- Įkroviklis: 1 kelių įtampų įkroviklis
- „AirFloss“ antgalis: 1
- Antgalio laikiklis: 1

Valymo veiksmingumas

- Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato, keiskite kas 6 mėn.
- Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites
- „Performance“: Pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*
- Automatinis srovės režimas: Visą burną išvalysite per 30 sekundžių



Išleidimo data 2023-01-14

Versija: 5.5.1

EAN: 08 71010 36899 28

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* nei valant vien tik įprastu šepetėliu