

# PHILIPS

## sonicare

Testine Philips  
Sonicare Standard

Confezione doppia

Misura standard

Ad aggancio

Rimozione ottimale della placca

HX9022/07



## Difesa contro la placca più efficace

Testina per un'efficace rimozione della placca\*

La testina Philips Sonicare C2 Optimal Plaque Defence (prima conosciuta come ProResults antiplacca), dal design realizzato appositamente per la difesa contro la placca, rimuove fino a 6 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

### Testina compatibile con più manici

- Compatibile con qualsiasi spazzolino ad aggancio Philips Sonicare

### È stato dimostrato che migliora la salute orale

- Parte di una migliore igiene orale quotidiana

### Progettato per ottimizzare le prestazioni

- Ottimizzata per la rimozione efficace della placca\*
- Le setole sono dotate di avviso di sostituzione per una pulizia efficace
- Tecnologia sonora avanzata Philips Sonicare

### Per un'efficace rimozione della placca

- Rimuove la placca fino a 6 volte in più rispetto a uno spazzolino manuale

# In evidenza

## Rimozione efficace della placca



Questa testina è dotata di innumerevoli setole di alta qualità per rimuovere efficacemente la placca. Presenta inoltre apposite setole curve per raggiungere con facilità anche i denti posteriori.

## Rimuove 6 volte più placca



Clinicamente testato nel rimuovere fino a 6 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale.

## Movimento sonico ottimizzato



La tecnologia sonora avanzata di Philips Sonicare consente all'acqua di penetrare tra i denti grazie agli impulsi, mentre i movimenti delle setole rimuovono la placca per un'eccezionale pulizia quotidiana.

## Sistema con testina ad aggancio




Questa testina si aggancia e si sgancia dallo spazzolino per facilitarne la manutenzione e la pulizia. Perfetta per tutti gli spazzolini Philips Sonicare tranne: PowerUp Battery e Essence.

## Migliore igiene orale



Tutte le testine Philips Sonicare svolgono un'azione delicata su denti e gengive e ciascuna di esse è stata testata per offrirti prestazioni eccezionali e lunga durata.

## Setole con avviso di sostituzione



Dopo mesi di utilizzo, le testine si consumano perdendo la consistenza iniziale. Le nostre setole blu ti indicano quando è arrivato il momento di sostituirle poiché diventano progressivamente più bianche. Per risultati ottimali, sostituisci la testina ogni tre mesi.

# Specifiche

## Aspetto e rifiniture

Colore: White

Consistenza rigida delle setole: Media

Setole con avviso di sostituzione: Il colore blu scompare progressivamente

Misura: Standard

## Compatibilità

Sistema con testine: Ad aggancio

Adatto per questi modelli: HealthyWhite+, Serie 2 per la difesa contro la placca, Serie 3 Gum Health, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## Accessori inclusi

Testine: 2 testine ProResults per la difesa contro la placca

## Qualità e prestazioni

Sostituzione: Ogni 3 mesi

Testata: per un uso ottimale

## Benefici per la salute

Rimozione della placca: Rimuove fino a 6 volte più placca\*

Salute delle gengive: Per migliorare le condizioni delle gengive

