

PHILIPS

sonicare

Laddningsbar
tandborste

1600-Series

Ett läge

HX1630/02



Skonsamma för tandköttet, tuffa mot plack

Den ultimata elektriska tandborsten

Tandköttet är en viktig del av din munhälsa. Därför har Philips nya laddningsbara elektriska HX1630-tandborste patenterad borsttryckskontroll som gör att du kan upprätthålla optimalt borsttryck.

Dubbel rengöring

- Naturligt vitare tänder
- Tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna
- Rengör synliga tandytor

Skonsamma för tandköttet, tuffa mot plack

- Borsttryckskontroll
- Justera för att upprätthålla optimalt borsttryck

Ytterligare modellfunktioner

- 2-minuterstimer
- Ett extra borsthuvud kostnadsfritt! Två sammanlagt
- Laddningsindikator


Funktioner

Borsttryckskontroll



Philips Sonicare's patenterade borsttryckskontroll gör att du kan upprätthålla optimalt borsttryck

Patenterad borsttryckskontroll



Justera för att upprätthålla optimalt borsttryck

Dubbel rengöring



Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.

Tar bort

Tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna

Naturligt vitare tänder



Naturligt vitare tänder

Ett extra borsthuvud kostnadsfritt!


Ett extra borsthuvud kostnadsfritt! Två sammanlagt

2-minuterstimer



Tandläkare rekommenderar en borstningstid på 2 minuter.

Laddningsindikator



Tänds när du laddar på rätt sätt.

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Strömförbrukning: 2,9 W

Sladdlängd: 1,16 m

Spänning: 220-240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Laddningstid: 16 hr

Drifttid (full till tom): 25 minute(s)

Dubbelt borsthuvud: Kombinerat borsthuvud för att skapa 15 000 borsttag/min.

Laddningsbart batteri: NiCd

Vikt och mått

A-låda, mått: 261 x 247 x 247 mm

F-låda, vikt: 339

Antal delar i A-låda: 6

F-låda, mått (L x B x H): 117 x 82 x 225 mm

A-låda, vikt: 2354 g

Medföljande tillbehör

Laddarbasenhet med förvaringsstift för borsthuvud

Borsthuvud: 1

Ytterligare funktioner

Ett extra borsthuvud kostnadsfritt

2-minuterstimer

Laddningsindikator

