


Philips VisaCare
Náhradný nástavec na
citlivú pleť

Sensitive

SC6890/01



Náhradný nástavec, citlivá pokožka

Na použitie len so systémom Philips VisaCare na mikrodermabráziu: používa sa v pohodlí vášho domova a kombinuje peeling s vákuovou masážou, čím jemne stimuluje prirodzený obnovovací proces vašej pokožky a súčasne bojuje proti prvým znakom starnutia.

Peelingový nástavec s jednoduchou výmenou

- Jednoduchý zacvakávací nástavec

Nástavec na mikrodermabráziu, citlivá pokožka

- Nástavec na mikrodermabráziu pre šetrné ošetrovanie
- Výmena každých 6 mesiacov

PHILIPS

Technické údaje

Výhody

- Typ pokožky: Pre citlivú pokožku

Jednoduché použitie

- Čistenie: Umývajte čistou vodou, pomocou mydla

- a kefky
- Kompatibilné s: Philips SC6220, Philips SC6240
- Náhradné: Jednoduchý zacvakávací nástavec
- Odporúčaná výmena: Každých 6 mesiacov

Hlavné prvky

Mikrodermabrázia, citlivá pokožka

Odporúča sa používať ženám, ktoré nemajú skúsenosti s ošetrovaním pomocou mikrodermabrázie, alebo ženám s citlivou pokožkou, prípadne ženám v prechode, ktoré majú citlivejšiu pleť kvôli sezónnym alebo hormonálnym zmenám. Vyvinuté s dermatológmi, bezpečné na domáce používanie. Pri použití nového nástavca začnite vždy znova s obmedzeným počtom prechodov, čím umožníte vašej pokožke zvyknúť si na intenzívnejšie ošetrovanie.*

Jednoduché nasadenie

Jednoducho nastaviteľný a kompatibilný so zariadením Philips SC6220 a SC6240.

Výmena každých 6 mesiacov

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča vymieňať nástavec na mikrodermabráziu každých šesť mesiacov.



Dátum vydania
2022-06-18

Verzia: 8.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* v porovnaní s nástavcom používaným dvakrát do týždňa po dobu šiestich mesiacov.