

# PHILIPS

## sonicare

Мини-насадки для  
звуковой зубной щетки

DiamondClean

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Эффективное очищение,  
белоснежные зубы

HX6072/07



## Эффективное очищение.\* Белоснежные зубы.

Эффективное очищение: удаление налета и осветление зубов

Насадка для зубной щетки DiamondClean обеспечивает не просто тщательное очищение — она устраняет налет и гарантирует ослепительную белоснежную улыбку. Эта насадка идеально подходит для поддержания белизны зубов после профессионального отбеливания.

### Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками

### Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

### Разработана для достижения наилучшего результата

- Щетинки ромбовидной формы возвращают естественную белизну зубов всего за 1 неделю
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Более белые зубы всего через одну неделю
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию


## Основные особенности

### Более белые зубы всего через одну неделю



Насадка для зубной щетки Philips Sonicare DiamondClean удаляет до 100 % больше потемнений с поверхности эмали. Белоснежные зубы всего за 7 дней.

### Белоснежная улыбка — еще быстрее



Благодаря специальной области, состоящей из густых щетинок ромбовидной формы, насадка DiamondClean удаляет с поверхности эмали потемнения, причиной которых являются еда и напитки. Результат не останется незаметным — насадка может подарить на 100 % более белоснежную улыбку\* всего за 7 дней.

### Максимальная звуковая вибрация



Чистящие насадки Philips Sonicare — важная составляющая нашей технологии, основанной на 31 000 колебательных движений в минуту, совершаемых с высокой частотой и амплитудой. Наша непревзойденная звуковая технология передает импульсы от ручки до кончика чистящей насадки. Это создает динамический поток жидкости, который эффективно очищает межзубные промежутки и участки вдоль линии десен.

### Съемная насадка




Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

### Лучший уход для здоровья полости рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

### Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

# Характеристики

## Дизайн и отделка

**Цвет:** Белый

## Дизайн и отделка

**Жесткость щетинок:** Средняя

**Индикаторные щетинки:** Синие индикаторные щетинки выцветают

**Размер:** Компактный

## Совместимость

**Система чистящих насадок:** Сменные

**Подходит для этих моделей:** HealthyWhite+, 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

## В комплекте

**Насадки:** 2 мини-насадки DiamondClean

## Качество и эффективность

**Замена:** Каждые 3 месяца

**Протестировано:** для оптимального использования

## Польза для здоровья

**Удаление налета:** Помогает удалить налет

**Здоровье десен:** Улучшает состояние десен

**Осветление:** Более белые зубы всего через одну неделю

