

PHILIPS

sonicare

Oppladbar
tannbørste

1600-Series

Én modus

HX1630/02



Skånsom mot tannkjøttet, tøff på plakk

Den beste elektriske tannbørsten

Tannkjøttet er en viktig del av tannhelsen. Derfor har den nye oppladbare elektriske tannbørsten HX1630 fra Philips et patentert tannkjøttbeskyttelsessystem som justeres for å opprettholde et optimalt pussetrykk.

Dobbel pussefunksjon

- Naturlig hvitere tenner
- Tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.
- Rengjør synlige tannflater

Skånsom mot tannkjøttet, tøff på plakk

- Gum Protection-system
- Justerer seg for å opprettholde optimalt pussetrykk

Tilleggsfunksjoner for modellen

- To minutters timer
- Ladeindikator
- Ett ekstra børstehode medfølger. To totalt

Høydepunkter

Gum Protection-system



Philips Sonicare's patenterte Gum Protection-system justeres for å opprettholde optimalt pussetrykk

Patentert tannkjøttbeskyttelsessystem



Justerer seg for å opprettholde optimalt pussetrykk

Dobbel pussefunksjon



Rengjør synlige tannflater mens den aktive tuppen tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Tar for seg

Tar for seg plakk mellom tennene som er vanskelig å nå.

Naturlig hvitere tenner



Naturlig hvitere tenner

Ett ekstra børstehode medfølger.


Ett ekstra børstehode medfølger. To totalt

To minutters timer



Tannlegene anbefaler at du pusser i to minutter.

Ladeindikator



Lyser når det lades riktig.

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Ledningslengde: 1,16 m

Effektforbruk: 2,9 W

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50/60 Hz

Ladetid: 16 hour(s)

Driftstid (full til tom): 25 minute(s)

Dobbelt børstehode: Børstehodet gir kombinert 15 000 strøk/min.

Oppladbart batteri: NiCd

Mål og vekt

Mål på A-boks: 261 x 247 x 247 mm

Vekt på F-boks: 339

Mål på F-eske (L x B x H): 117 x 82 x 225 mm

Antall deler i A-boks: 6

Vekt på A-boks: 2354 g

Tilbehør som følger med

Ladebase med oppbevaringstapper for børstehoder

Børstehode: 1

Tilleggsfunksjoner

1 ekstra børstehode medfølger

Tominutters timer

Ladeindikator

