


Philips VisaCare
Rezervni dodatak

Osetljivi režim

SC6890/01



Rezervni dodatak Osetljiva

Samo za korišćenje sa Philips VisaCare sistemom za mikrodermoabraziju: koristi se u udobnosti doma; kombinacija pilinga i vakumske masaže nežno stimuliše prirodne procese obnavljanja kože i otklanja prve znake starenja.

Dodatak za piling koji se lako menja

- Dodatak koji se lako navlači

Dodatak za mikrodermoabraziju Osetljiva

- Dodatak za mikrodermoabraziju za blage tretmane
- Zamenite na 6 meseci

PHILIPS

Specifikacije

Prednosti

- Tip kože: Za osetljivu kožu

Jednostavna upotreba

- Čišćenje: Operite svežom vodom, sapunom i

četkom

- Kompatibilno sa: Philips SC6220, Philips SC6240
- Zamenjena delova: Dodatak koji se lako navlači
- Preporučena zamenjena: Svaki 6 meseci

Važne karakt.

Mikrodermoabrazija Osetljiva

Preporučuje se ženama koje prvi put primenjuju mikrodermoabraziju i žene sa osetljivom kožom ili u periodima kada je koža osetljivija zbog sezonskih ili hormonskih promena. Razvijeno sa dermatolozi, bezbedno za kućnu upotrebu. Kada koristite novi dodatak, uvek počnite sa ograničenim brojem prolaza; ovo će omogućiti koži da se navikne za intenzivniji tretman.*

Lako postavljanje

Lako postavljanje i kompatibilno sa modelima Philips SC6220 i SC6240.

Zamenite na 6 meseci

Da biste postigli optimalne rezultate, preporučuje se da zamenite dodatak za mikrodermoabraziju na svakih šest meseci.



Datum izlaska 2022-06-18

Verzija: 8.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* u poređenju sa dodatkom koji se koristi dva puta nedeljno tokom šest meseci.