


Philips VisaCare  
Vârf de schimb

Sensitive

SC6890/01



## Vârf de schimb pentru ten sensibil

A se utiliza numai cu Philips VisaCare pentru microdermabraziune: utilizat în confortul propriei locuințe, mesajul prin sușă combinat cu exfolierea delicată stimulează delicat procesele naturale de reînnoire ale pielii tale și combate primele semne de îmbătrânire.

### **Vârf de exfoliere ușor de înlocuit**

- Vârf cu atașare rapidă

### **Vârf de microdermabraziune pentru ten sensibil**

- Vârf de microdermabraziune pentru tratament delicat
- Înlocuiește o dată la 6 luni

**PHILIPS**

# Specificații

## Ușor de utilizat

- Curățare: Se spală sub jet de apă, cu săpun și o perie
- Compatibil cu: Philips SC6220, Philips SC6240

- Înlocuire: Vârf cu atașare rapidă
- Înlocuire recomandată: La fiecare 6 luni

## Avantaje

- Tip de piele: Pentru piele sensibilă

# Repere

## Microdermabraziune pentru ten sensibil

Recomandat pentru utilizare la femeile care nu au mai efectuat tratamente de microdermabraziune sau la femeile cu ten sensibil ori care traversează perioade în care pielea este mai sensibilă din cauza modificărilor sezoniere sau hormonale. Dezvoltat de către dermatologi, sigur pentru utilizarea la domiciliu. Atunci când utilizezi un vârf nou, începe întotdeauna cu un număr limitat de treceri; astfel, vei permite pielii tale să se obișnuiască cu un tratament mai intens.\*

## Ușor de montat

Ușor de montat și compatibil cu Philips SC6220 și SC6240.

## Înlocuiește o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, se recomandă înlocuirea vârfului de microdermabraziune o dată la șase luni.



Data apariției 2022-12-18

Versiune: 8.8.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* comparativ cu un vârf utilizat de două ori pe săptămână timp de șase luni.