




Philips Sonicare AirFloss
Nastavek za medzobno
čiščenje – akumulatorski

Z 1 nastavkom



HX8221/02

Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.

Odstranjuje zobne obloge, kjer jih ščetkanje ne more

Za tiste, ki ne nitkajo redno, predstavlja AirFloss enostaven začetek čiščenja med zobmi. AirFloss lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo. Opremljen je z edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic za odstranjevanje zobnih oblog na težko dostopnih mestih.

Izboljša zdravje ustne votline

- V samo dveh tednih pomaga izboljšati zdravje dlesni
- Pomaga preprečevati karies med zobmi
- Odstrani do 5-krat več zobnih oblog med zobmi*

Očistite v 30 sekundah

- V samo 30 sekundah očisti celotna usta
- Usmerite. Pritisnite. Očistite.

Enostavna uporaba

- Tehnologija, ki čisti s pritiskom na gumb
- Vodilna konica zagotavlja pravilno namestitev
- Udoben ergonomski ročaj


Pomaga razviti zdravo navado

- Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi

PHILIPS
sonicare

Značilnosti

Tehnologija zraka in mikrokapljic



AirFloss uporablja edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic, ki pošlje curek zraka pod tlakom in vode ali ustne vode med zobe. En pritisk na gumb za vklop je preprost kot miškin klik.

30-sekundno čiščenje



S pripomočkom AirFloss celotna usta očistite v samo 30 sekundah. Pritisnite gumb za enkratni curek, nato pa premaknite in ponovite. Če želite uporabiti novo funkcijo samodejnega curka, pridržite gumb in vodilno konico premikajte po delih ust. Curek se samodejno sproži vsako sekundo.

Bolj zdrave dlesni



Sonicare AirFloss klinično dokazano v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni.

Enostavno polnjenje posode



Zbiralnik na ročaju napolnite z ustno ali navadno vodo za osvežilno čiščenje, nato pa usmerite in sprožite. V posodi je dovolj tekočine za največ dve uporabi.

Vodilna konica




Tanka ukrivljena šoba in vodilna konica omogočata enostavno izbiro pravilnega položaja za namestitev. Pomikajte po robu dlesni, dokler se ne prilaga v utor med zobmi.

Ergonomski ročaj



AirFloss je zasnovan za enostavno manevriranje v tesnih prostorih in ima udoben ergonomski in nederseči ročaj.

Pomaga preprečevati karies




Sonicare AirFloss z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem niste uspeli odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Odstrani več zobnih oblog



Čiščenje med zobmi je pomemben del ustnega zdravja. Sonicare AirFloss s tehnologijo zraka in mikrokapljic odstrani do 5-krat več zobnih oblog med zobmi kot samo ročno ščetkanje.

Enostaven začetek



Čiščenje interproximalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96 % uporabnikov zobne nitke AirFloss je z uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi po treh mesecih.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Rožnata

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Tehnične specifikacije

- Baterija: Za polnjenje
- Čas delovanja: Šobo zamenjajte vsakih 6 mesecev
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Zasnova in izdelava

- Barva nastavka: Rožnata z belo konico

Enostavna uporaba

- Indikator baterije: Utripanje označuje, da je baterija šibka

- Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova
- Življenjska doba baterije: Do 3 tedne, ko je povsem napolnjena
- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Polnilnik: 1 večnapetostni polnilnik
- Šoba AirFloss: 1
- Nosilec šobe: 1

Učinkovitost čiščenja

- Zmogljivost: Odstrani do 5-krat več zobnih oblog*
- Dodatki: Za najboljše rezultate zamenjajte vsakih 6 mesecev
- Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni
- Funkcija samodejnega curka: Celotna usta očisti v 30 sekundah



Datum izdaje 2022-06-06

Različica: 5.0.2

EAN: 08 71010 36899 28

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* kot samo z uporabo ročne zobne ščetke