

PHILIPS

sonicare

Standard soniske
tannbørstehoder

e-Series

Dobbelpakning

Standard størrelse

Skrus på

HX7002/20



Klassisk kraft for optimal rengjøring.

En god start på veien mot bedre tannhelse

Philips Sonicare E-serien anbefales til de som ønsker effektiv plakkfjerning hver dag.

A brush head that fits multiple handles

- Skru på-funksjon for Essence, Elite, Xtreme, Advance

Bevist at den forbedrer munnhygiene

- En del av rutinen for bedre munnhygiene

Utformet for å gi optimal ytelse

- Philips Sonicares avanserte soniske teknologi
- Vårt klassiske børstehode
- Påminnelsesbørstehår sikrer deg den mest effektive rengjøringen

Høydepunkter

Vårt klassiske børstehode




Dette Sonicare-tannbørstehodet fra Philips har en kurvet profil som naturlig passer til formen på tennene dine og gir en grundig rengjøring.

Optimal sonisk bevegelse



Philips Sonicares avanserte soniske teknologi pulserer vann mellom tennene, mens børsten bryter opp plakk og børster den bort for å gi deg en svært god daglig tannpuss.

Børstehode som skrus på




Sonicare-børstehodene i E-serien fra Philips skrus på og av håndtaket for sikker tilpassing og enkel rengjøring og vedlikehold.

Bedre munnhygiene



Som alle autentiske Philips Sonicare-børstehoder er dette børstehodet skånsomt mot tennene og tannkjøttet. Hvert børstehode er kvalitetstestet for enestående ytelse og varighet.

Påminnelsesbørstehår



Det synes kanskje ikke så godt, men børstehoder mister stivheten og slites gradvis ned ved normal bruk over flere måneder. Våre blå påminnelsesbørstehår mister fargen og blir hvite, slik at du enkelt ser når er det på tide å bytte. Bytt børstehode hver tredje måned for best mulig resultat.

Spesifikasjoner

Utforming og utseende

Farge: Hvit

Føler bustens stivhet: Middels stor

Påminnelsesbørstehår: Blå bust som mister farge

Størrelse: Standard

Kompatibilitet

Børstehodesystem: Skrus på

Passer til disse modellene: Essence+

Deler som medfølger

Børstehoder: 2 e-serien standard

Kvalitet og ytelse

Utskifting: Hver tredje måned

Testet: for optimal bruk

