

Philips VisaCare  
Ekstra tupp Normal

### Fastere hud

For alle hudtyper  
Kan brukes to ganger i uken  
Bytt hver 6. måned

SC6891/01



## Dypvevsstimuli for fastere hud

brukes bare med Philips VisaCare

Når huden er ung, fornyer den seg raskere, så den gløder og føles fast. Med tiden begynner hudens stoffskifte å bremse ned. Derfor har vi introdusert VisaCare Prestige: en løsning som fornyer hudcellene og sørger for fastere hud som ser mindre gusten ut.

#### Lett å bruke

- Ekstra tupp som enkelt klikkes på plass
- Bør byttes hver sjetten måned for best mulig resultater
- Normal tupp som kan brukes to ganger i uken

#### Skånsom mot huden

- Passer for alle hudtyper

#### Normal tupp for fastere hud

- Dypvevsstimuli for fastere hud

**PHILIPS**

Ekstra tupp Normal  
Fastere hud For alle hudtyper, Kan brukes to ganger i uken, Bytt hver 6. måned

## Spesifikasjoner


### Brukervennlighet

- Rengjøring: Skyll under rent vann
- Kompatibel med: Philips SC6220, Philips SC6240,
- Philips SC6250
- Erstatning: Tupp som enkelt klikkes på plass
- Anbefales å byttes ut: Annenhver måned

SC6891/01

## Høydepunkter

### Fastere hud




Dypvevsstimuli med normal tupp for fastere hud.  
92 % av kvinner er enige\*: fastere hud.

### Normal tupp som kan brukes to ganger i uken



Bruk den normale tuppen to ganger i uken for en fastere og mer intens behandling på bare 5 minutter.

### Passer for alle hudtyper



Kan brukes på alle hudtyper, selv følsom hud.

### Enkel å bytte



Enkelt klikksystem, passer til alle VisaCare-enheter.

### Bytt hver 6. måned

Vi anbefaler at den byttes hver sjette måned for best mulig resultater



Utgivelsesdato  
2024-01-04

Versjon: 9.3.1

EAN: 87 10103 67521 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Uavhengig resultat på 51 kvinnelige forbrukere, testet av et uavhengig byrå i 2015