



Philips VisaCare
Vârf de schimb normal

Piele cu aspect mai ferm

Toate tipurile de ten
Se poate folosi de 2 ori pe
săptămână
Înlocuiește o dată la 6 luni

SC6891/01

Stimularea țesutului în profunzime pentru piele mai fermă

folosește doar cu Philips VisaCare

A se utiliza numai cu Philips VisaCare pentru microdermabraziune: utilizat în confortul propriei locuințe, masajul prin sușiere combinat cu exfolierea delicată stimulează delicat procesele naturale de reînnoire ale pielii tale și combate primele semne de îmbătrânire.

Ușor de utilizat

- Vârf de schimb cu atașare rapidă
- Pentru rezultate optime, înlocuiește la fiecare șase luni
- Vârf normal de utilizat de două ori pe săptămână

Delicat cu pielea ta

- Adecvat pentru toate tipurile de ten

Vârf normal pentru piele cu aspect mai ferm

- Stimularea țesutului în profunzime pentru piele mai fermă

PHILIPS

Vârf de schimb normal

Piele cu aspect mai ferm Toate tipurile de ten, Se poate folosi de 2 ori pe săptămână, Înlocuiește o dată la 6 luni

Specificații

Ușor de utilizat

- Curățare: Se spală sub jet de apă
- Compatibil cu: Philips SC6220, Philips SC6240,


Philips SC6250

- Înlocuire: Vârf cu atașare rapidă
- Înlocuire recomandată: La fiecare 2 luni

SC6891/01

Repere

Piele cu aspect mai ferm




Stimularea țesutului în profunzime cu vârf normal pentru piele cu aspect mai ferm. 92 % dintre femei sunt de acord*: „piele cu aspect mai ferm”.

Vârf normal pentru utilizare de două ori pe săptămână



Folosește vârful normal de două ori pe săptămână pentru un tratament mai ferm și mai intens în doar 5 minute.

Adecvat pentru toate tipurile de ten



Se poate folosi pe toate tipurile de ten, chiar și pe pielea delicată.

Ușor de înlocuit



Tehnică de atașare rapidă, care se potrivește tuturor dispozitivelor VisaCare.

Înlocuiește o dată la 6 luni

Pentru rezultate optime, recomandăm înlocuirea la fiecare șase luni.



Data apariției 2024-01-04

Versiune: 9.9.1

EAN: 87 10103 67521 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Rezultate independente obținute în urma unui test efectuat în 2015 pe 51 de femei de către o agenție independentă