



Philips Sonicare AirFloss  
Межзубные промежутки,  
питание от аккумулятора

1 насадка



HX8211/02

## AirFloss — эффективная замена зубной нити.

Удаляет зубной налет в местах, куда обычной щетке не добраться

Если вы не пользуетесь зубной нитью, AirFloss — это простое решение для очистки межзубных промежутков. AirFloss можно наполнить ополаскивателем для рта или водой. Эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах благодаря технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха.

### Улучшает состояние полости рта

- Лучше удаляет налет между зубами
- Помогает улучшить состояние десен всего за две недели
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

### Achieve a 30-second clean

- Чистота всей полости рта всего за 30 секунд
- Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

### Easy to use

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Удобная эргономичная ручка
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

### Helps build a healthy habit

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

**PHILIPS**  
**sonicare**


## Основные особенности

### Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Благодаря уникальной технологии микрокапель ирригатор AirFloss направляет поток воздуха (под давлением) в сочетании с водой или ополаскивателем для рта в межзубные промежутки. Одно нажатие кнопки активации сравнимо по простоте с щелчком мыши.

### Простое решение




Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

### Чистка в течение 30 секунд



С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

### Удобное наполнение резервуара



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания

рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

### Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

### Помогает предотвратить развитие кариеса



Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

# Характеристики

## Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

## Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Время работы: Заменяйте насадки каждые 6 месяцев
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

## Характеристики дизайна

- Цвет: Белый с зелеными вставками

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Индикатор батареи: Мигающий индикатор

- указывает на низкий уровень заряда
- Время работы батареи: До трех недель после полной зарядки
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются

## В комплекте

- Зарядное устройство: 1 универсальное зарядное устройство
- Ручка AirFloss: 1
- Насадка AirFloss: 1
- Держатель для насадок: 1

## Качество чистки

- Насадки: Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.
- Функция автоматического распыления: Очищение всей полости рта за 30 сек.
- Высокое качество: Удаляет в 5 раз больше налета\*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели



Дата выпуска 2023-05-22

Версия: 5.0.1

EAN: 87 10103 62331 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* по сравнению с чисткой только обычной щеткой