

Philips Sonicare AirFloss
Ekstra munnstykke til
Sonicare

Dobbelpakning

HX8002/05



En enklere måte å bruke tanntråd på

Forbedrer tannhelsen på en skånsom og effektiv måte

Tanntråd på en enkel måte. Bytt til Philips Sonicare AirFloss.

Bevist forbedring av tannhelsen

- Fjerner opptil 99,9 % plakk

Enkel å manøvrere for områder som er vanskelige å nå

- Ledetuppen gir enkel plassering
- Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Avtakbart munnstykke gjør at du enkelt kan dele AirFloss

- Trykte vanndråper på munnstykket gjør det enkelt å dele

PHILIPS
sonicare

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

- Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned

HX8002/05

Høydepunkter

Ledetupp



Bare dra ledetuppen langs kanten av gummene til du kjenner at den setter seg mellom tennene. Den gir enkel posisjonering selv i de innerste tennene som er vanskelige å nå.

Trykte vanndråper på munnstykket


I hver pakke med to munnstykker er det trykt en fylt vanndråpe på det ene munnstykket og en klar vanndråpe på det andre. Dette gjør det enkelt å identifisere munnstykkene når enheten deles mellom to mennesker.

Tynt, vinklet munnstykke



Tynt, vinklet munnstykke som kommer enkelt til, selv i områder som er vanskelige å nå

Fjerner opptil 99,9 % plakk



AirFloss bruker mikrobobler med luft og vann eller munnskyll for å fjerne opptil 99 % mer plakk mellom tennene*



Utgivelsesdato
2022-06-06

Versjon: 2.0.1

EAN: 08 71010 35357 44

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com