



Philips VisaCare
Nadomestna običajna
konica

Občutek čvrstejše kože

Vse vrste kože
Uporabljate lahko dvakrat
tedensko
Zamenjajte vsakih 6 mesecev

SC6891/01

Stimulacija globokega tkiva za občutek čvrstejše kože

uporabljajte samo z aparatom Philips VisaCare

Mlada koža se hitro obnavlja ter je čvrsta in žareča. Sčasoma se metabolizem kože upočasni. Zato smo zasnovali aparat VisaCare Prestige: rešitev za pomladitev kože, ki odpravlja izgubo čvrstosti in nesijočo polt.

Enostavna uporaba

- Enostavna pritrditev nadomestne konice
- Za najboljše rezultate konico zamenjajte vsakih šest mesecev
- Običajna konica za uporabo dvakrat tedensko

Nežno do vaše kože

- Primerno za vse vrste kože

Običajna konica za občutek čvrstejše kože

- Stimulacija globokega tkiva za občutek čvrstejše kože

PHILIPS

Nadomestna običajna konica

Občutek čvrstjše kože Vse vrste kože, Uporabljate lahko dvakrat tedensko, Zamenjajte vsakih 6 mesecev

Specifikacije

Enostavna uporaba


- Združljivo z: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250

- Čiščenje: Sperite pod svežo vodo
- Zamenjava: Konica se enostavno pritrdi
- Priporočena zamenjava: Vsaka 2 meseca

SC6891/01

Značilnosti

Občutek čvrstjše kože



Stimulacija globokega tkiva z običajno konico za občutek čvrstjše kože. 92 % žensk se strinja*: "občutek čvrstjše kože".

Običajna konica za uporabo dvakrat tedensko



Dvakrat na teden uporabite običajno konico za intenzivno obdelavo, s katero boste v samo petih minutah dosegli občutek čvrstjše kože.

Primerno za vse vrste kože

Primerno za vse vrste kože, tudi za občutljivo kožo.

Enostavna zamenjava



Enostavna pritrditev, primerno za vse naprave VisaCare.

Zamenjajte vsakih 6 mesecev

Priporočamo, da za najboljše rezultate konico zamenjate vsakih šest mesecev.



Datum izdaje 2022-06-18

Različica: 9.3.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Rezultat neodvisnih poskusov na 51 ženskah, ki jih je 2015 opravila neodvisna agencija