




Philips Sonicare AirFloss
Ирригатор Airfloss и
электрическая щетка 3
series

с ручкой 3 Series
с 1 насадкой и 1 чистящей
насадкой



HX8274/20

Комплексный уход за полостью рта

Простое решение для комплексного ухода за полостью рта

Комплексное решение, включающее в себя электрическую зубную щетку и ирригатор для межзубных промежутков AirFloss, обеспечивает комфортную чистку зубов для предотвращения или снижения риска возникновения заболеваний десен, а также эффективное удаление зубного налета в труднодоступных местах

Улучшает состояние полости рта

- Помогает улучшить состояние десен всего за две недели
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках
- Удаляйте в 7 раз больше налета, используя чистящую насадку InterCare*

Achieve a 30-second clean

- Чистота всей полости рта всего за 30 секунд
- Направьте насадку. Нажмите на кнопку. Начните чистку!

Easy to use

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Направляющий наконечник помогает расположить насадку правильно

Helps build a healthy habit

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков

PHILIPS
sonicare


Особенности

Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха



Благодаря уникальной технологии микрокапель ирригатор AirFloss направляет поток воздуха (под давлением) в сочетании с водой или ополаскивателем для рта в межзубные промежутки. Одно нажатие кнопки активации сравнимо по простоте с щелчком мыши.

Простое решение




Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

Чистка в течение 30 секунд



С зубной щеткой AirFloss чистка всей полости рта займет всего 30 секунд. Просто нажмите на кнопку один раз для однократного распыления, затем переместите щетку и повторите действие. Для включения новой функции автораспыления нажмите на кнопку и удерживайте ее, перемещая направляющий наконечник от одного межзубного промежутка к другому. Автоматическое распыление будет происходить каждую секунду.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что прибор Sonicare AirFloss улучшает состояние десен всего за две недели.

Удобное наполнение резервуара



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, жидкостью для полоскания

рта или водой (для освежающей чистки), установите насадку у межзубного промежутка и начинайте чистку. В резервуар помещается объем жидкости, достаточный для двух чисток.

Направляющий наконечник



Узкая, расположенная под углом к ручке насадка с направляющим наконечником обеспечивает правильное расположение прибора по очищению межзубных промежутков. Просто перемещайте наконечник вдоль линии десен, пока не почувствуете, что он расположен в промежутке между зубами.

Помогает предотвратить развитие кариеса



Мягко удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Sonicare AirFloss помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Характеристики

Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Время работы: Заменяйте насадки каждые 6 месяцев
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Характеристики дизайна

- Цвет: Белый с зелеными вставками

Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

Удобство использования

- Индикатор батареи: Мигающий индикатор указывает на низкий уровень заряда
- Ручка: Изящный эргономичный дизайн

- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Время работы батареи: До трех недель после полной зарядки

В комплекте

- Ручка AirFloss: 1
- Зарядное устройство: 1 универсальное зарядное устройство
- Ручка: 3 Series — 1 шт.
- Насадка AirFloss: 1
- Насадка для зубной щетки: 1 насадка InterCare стандартного размера

Качество чистки

- Функция автоматического распыления: Очищение всей полости рта за 30 сек.
- Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*
- Польза для здоровья: Улучшает состояние десен всего за две недели
- Насадки: Для наилучших результатов меняйте каждые 6 мес.



Дата выпуска 2023-04-07

Версия: 5.0.1

EAN: 87 10103 82866 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* по сравнению с чисткой только обычной щеткой