



Philips VisaCare
Wymienna końcówka
codzienna

Promienna, zdrowo wyglądająca
skóra

Wszystkie typy skóry
Do codziennego użytku
Wymieniaj co 2 miesiące

SC6895/01

Kończówka codzienna zapewniająca promienny, zdrowy wygląd
skóry

do użytku wyłącznie z urządzeniem Philips VisaCare

Kiedy skóra jest młoda, szybko się regeneruje, zachowując jędkmość i promienny wygląd. Wraz z upływem czasu metabolizm skóry zwalnia. Właśnie dlatego stworzyliśmy VisaCare Prestige — rozwiązanie odmładzające skórę, które rozwiązuje problemy z utratą jędkmości i poszarzałą cerą.

Wygodne użytkowanie

- Łatwe nakładanie wymiennej końcówki
- Najlepsze rezultaty przy wymianie co dwa miesiące
- Kończówki codziennej można używać codziennie w celu uzyskania optymalnych efektów

Łagodne działanie dla skóry

- 150 000 kryształowych cząsteczek delikatnie usuwa martwe komórki naskórka
- Do wszystkich typów skóry

Kończówka codzienna zapewniająca promienny, zdrowy wygląd skóry

- Stymulacja skóry zapewnia promienny, zdrowy wygląd


PHILIPS

Wymienna końcówka codzienna

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra Wszystkie typy skóry, Do codziennego użytku, Wymieniaj co 2 miesiące

Zalety

Promienna, zdrowo wyglądająca skóra



150 000 kryształowych cząsteczek na końcówce codziennej delikatnie usuwa martwe komórki naskórka. Stymulacja skóry pobudza krążenie krwi, zapewniając zdrowy, młodzieńczy blask. Końcówki można używać codziennie. 86% kobiet przyznaje*: „Moja skóra wygląda bardziej młodzieńczo”.

Delikatne odmłodzenie skóry




Kryształowe cząsteczki na końcówce są delikatne dla skóry, ponieważ mają 20 razy mniejszy rozmiar niż cząsteczki normalnego peelingu.

Końcówka codzienna do stosowania każdego dnia




Z końcówką codzienną uzyskasz natychmiastowe efekty już po 5-minutowych zabiegach każdego dnia.

Do wszystkich typów skóry



Produkt można stosować do wszystkich typów skóry — również do skóry wrażliwej.

Łatwa wymiana



Łatwa technika nakładania — pasuje do wszystkich urządzeń VisaCare.

Wymieniaj co 2 miesiące

W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wymianę co dwa miesiące.

SC6895/01

Dane techniczne

Łatwość użytkowania

- Zgodny z: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250
- Czyszczenie: Czyszczenie pod bieżącą wodą
- Wymiana: Łatwe nakładanie końcówki
- Zalecenia dotyczące wymiany: Co 2 miesiące



Data wydania 2022-12-22

Wersja: 2.2.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Wyniki testu przeprowadzonego na 51 kobietach przez niezależną agencję w 2015 r.