




Philips Sonicare AirFloss
Nastavek za medzobno
čiščenje – akumulatorski

Z 1 nastavkom



HX8241/02

Ne nitkate? Potem izberite AirFloss.

Odstranjuje zobne obloge, kjer jih ščetkanje ne more

Za tiste, ki ne nitkajo redno, predstavlja AirFloss enostaven začetek čiščenja med zobmi. AirFloss lahko uporabljate z ustno ali navadno vodo. Opremljen je z edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic za odstranjevanje zobnih oblog na težko dostopnih mestih.

Improves oral health

- V samo dveh tednih pomaga izboljšati zdravje dlesni
- Odstrani več oblog med zobmi
- Pomaga preprečevati karies med zobmi

Achieve a 30-second clean

- V samo 30 sekundah očisti celotna usta
- Usmerite. Pritisnite. Očistite.

Easy to use

- Tehnologija zraka in mikrokapljic
- Udoben ergonomski ročaj
- Vodilna konica zagotavlja pravilno namestitev
- Šoba za vsakega družinskega člana


Helps build a healthy habit

- Enostaven začetek za boljše čiščenje med zobmi

PHILIPS
sonicare


Značilnosti

Enostaven začetek




Čiščenje interproksimalnega področja med zobmi je zelo pomembno za splošno zdravje ustne votline. AirFloss omogoča enostavno čiščenje globlje med zobmi in razvoj zdrave navade. 96 % uporabnikov zobne nitke AirFloss je z uporabo vsaj štirikrat tedensko nadaljevalo tudi po treh mesecih.

Odstrani več oblog med zobmi



Odstrani več oblog med zobmi

Tehnologija zraka in mikrokapljic



AirFloss uporablja edinstveno tehnologijo zraka in mikrokapljic, ki pošlje curek zraka pod tlakom in vode ali ustne vode med zobe. En pritisk na gumb za vklop je preprost kot miškin klik.

Vodilna konica



Tanka ukrivljena šoba in vodilna konica omogočata enostavno izbiro pravilnega položaja za namestitev. Pomikajte po robu dlesni, dokler se ne prilega v utor med zobmi.

30-sekundno čiščenje



S pripomočkom AirFloss celotna usta očistite v samo 30 sekundah. Pritisnite gumb za enkratni curek, nato pa premaknite in ponovite. Če želite uporabiti novo funkcijo samodejnega curka, pridržite gumb in vodilno konico premikajte po delih ust. Curek se samodejno sproži vsako sekundo.

Enostavno polnjenje posode



Zbiralnik na ročaju napolnite z ustno ali navadno vodo za osvežilno čiščenje, nato pa

usmerite in sprožite. V posodi je dovolj tekočine za največ dve uporabi.

Bolj zdrave dlesni



Sonicare AirFloss klinično dokazano v samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni.

Pomaga preprečevati karies



Sonicare AirFloss z nežnim odstranjevanjem zobnih oblog, ki jih s ščetkanjem niste uspeli odstraniti, pomaga preprečevati razvoj kariesa med zobmi.

Ergonomski ročaj

AirFloss je zasnovan za enostavno manevriranje v tesnih prostorih in ima udoben ergonomski in nederseči ročaj.

Barvne konice šob

Barvne konice šob in priročen nosilec šobe omogočajo, da AirFloss lahko uporabljajo vsi družinski člani.

Specifikacije

Napajanje

- Napetost: Večnapetostni polnilnik

Tehnične specifikacije

- Čas delovanja: Šobo zamenjajte vsakih 6 mesecev
- Baterija: Za polnjenje
- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Čas polnjenja: 24 ur za polno napolnjenost

Oblikovne specifikacije

- Barva: Bela z zelenimi odtenki

Servis

- Garancija: 2-letna omejena garancija

Enostavna uporaba

- Indikator baterije: Utripanje označuje, da je baterija šibka

- Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova
- Življenjska doba baterije: Do 2 tedna
- Nastavek: Enostavna pritrditev in odstranitev

Priloženi predmeti

- Polnilnik: 1 večnapetostni polnilnik
- Ročaj AirFloss: 1
- Šoba AirFloss: 1, 3
- Nosilec šobe: 1

Učinkovitost čiščenja

- Zmožljivost: Odstrani do 5-krat več zobnih oblog*
- Dodatki: Za najboljše rezultate zamenjajte vsakih 6 mesecev
- Funkcija samodejnega curka: Celotna usta očisti v 30 sekundah
- Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni



Datum izdaje 2024-04-19

Različica: 5.0.1

EAN: 87 10103 62340 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* kot samo z uporabo ročne zobne ščetke