



Philips Sonicare AirFloss
Rent mellan tänderna på 30
sekunder

med 1 munstycke



HX8211/02

Förebygg inflammation i tandköttet med AirFloss!

Rent mellan tänderna på endast 30 sekunder. Rekommenderas av 84 %!*

Philips Sonicare AirFloss 1.5 är ett innovativt komplement till din tandborste för dig som inte brukar använda tandtråd. AirFloss gör rent mellan tänderna på bara 30 sekunder. Så förebygger du karies, inflammation i tandköttet och dålig andedräkt.
De olikfärgade munstyckena gör dessutom att du kan dela på en AirFloss inom familjen. "Just a nice fresh feeling. I'm hooked", skriver tidskriften COSMOPOLITAN.
*84% av Smartson-testpiloter rekommenderar Philips Sonicare AirFloss 1.5. Testa i 60 dagar!

Improves oral health

- Ger ett friskare tandkött på bara två veckor
- Tar bort mer plack mellan tänderna
- Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt

Achieve a 30-second clean

- Rengör hela munnen på bara 30 sekunder
- Rikta. Tryck. Ren!

Easy to use


- Luft- och mikrodroppteknik
- Bekvämt ergonomiskt handtag
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering

PHILIPS
sonicare

Rent mellan tänderna på 30 sekunder
med 1 munstycke


Funktioner

Luft- och mikrodroppteknik



Luft- och mikrodroppteknik

Ett enkelt sätt att börja



Interproximal rengöring är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 % av personerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan.

Ren på 30 sekunder



Med AirFloss tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned

knappen och flyttar orienteringsändan från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Friskare tandkött



Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Enkel påfyllningsbehållare



Fyll behållaren på handtaget med antingen tandkölj eller vatten för en uppfriskande rengöring, rikta och tryck av. Behållaren innehåller tillräckligt med vätska för upp till två användningar.

Spets



Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den

HX8211/02


korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Hjälper till att förhindra hål



Genom att försiktigt spraya bort plack som missades vid tandborstningen hjälper Sonicare AirFloss till med att förhindra att hål uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina tänder.

Tar bort mer plack mellan tä



Tar bort mer plack mellan tänderna

Ergonomiskt handtag

AirFloss har utformats för att komma åt i trånga utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt handtag och ett halkfritt grepp.

Rent mellan tänderna på 30 sekunder
med 1 munstycke

HX8211/02

Specifikationer

Effekt

- Spänning: Flerspanningsladdare

Tekniska specifikationer

- batteri: Laddningsbar
- Drifttid: Byt munstycke två gånger per år
- Batterityp: Litiumjon
- Laddningstid: 24 timmar till full laddning

Designspecifikationer

- Färg(er): Vit med gröna detaljer

Service

- Garanti: 2 års begränsad garanti

Lättanvänd

- Batteriindikator: Blinkningar anger en låg batterinivå

- Handtag: Tunn, ergonomisk design
- Munstycke: Lätt att fästa och ta bort
- Batteriets livslängd: Upp till 3 veckor när det är fulladdat

Medföljande tillbehör

- Laddare: En flerspanningsladdare
- AirFloss-handtag: 1
- AirFloss-munstycke: 1
- Munstyckeshållare: 1

Rengöringsprestanda

- Automatisk sprayfunktion: Rengör hela munnen på 30 sekunder
- Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack
- Häls fördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor
- Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat



Publiceringsdatum
2023-05-18

Version: 5.0.1

EAN: 87 10103 62327 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* än enbart med manuell tandborstning