

PHILIPS

sonicare

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

For Kids

Bluetooth® ในตัว

แอปเพื่อการฝึกสอน

1 หัวแปรง

2 โหมด



HX6321/03

คลื่นโซนิคแบบอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อการแปรงฟันที่สนุกและดียิ่งขึ้น

การเริ่มต้นที่น่าตื่นเต้นในการสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตลอดชีวิต

ให้เด็กมีส่วนร่วมในขณะที่พวกเขาเรียนรู้ในการแปรงฟัน แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้ต่อกับแอปแสนสนุกที่จะช่วยให้เด็กๆ แปรงฟันได้ดีขึ้นและนานขึ้น เด็กๆ จะสนุกสนานพร้อมกับเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่จะต้องใช้ไปตลอดชีวิต

ออกแบบมาเพื่อช่วยสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตลอดชีวิต

- สติ๊กเกอร์แสนสนุกแบบลอกออกได้ให้ตกแต่งได้ตามใจ
- เพื่อการพัฒนาจักรวาลที่ต้องใช้ตลอดชีวิต
- ด้ามจับแบบหลายจุดออกแบบมาเพื่อพ่อแม่และลูกๆ

ความสนุกแบบอินเตอร์แอคทีฟและเทคโนโลยี Philips Sonicare


- ไม่จำเป็นต้องชาร์จอย่างต่อเนื่อง
- เพียงทำตามแอปพลิเคชัน
- 98% ตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น*
- ผู้ฝึกสอนการแปรงฟันประจำตัวของลูกน้อยของคุณ

ให้การทำความสะอาดที่เหนือกว่า เพื่อปกป้องรอยยิ้มที่สดใส

- ทำความสะอาดแบบไดนามิก กำหนดทิศทางการไหลผ่านของน้ำระหว่างซอกฟัน
- หัวแปรงทำจากยางออกแบบมาเพื่อปกป้องฟันของเด็กๆ
- ทันตแพทย์แนะนำ
- มีหัวแปรง 2 ขนาดให้เลือก
- โหมดการทำงาน 2 โหมดที่เหมาะสมกับเด็กมอบความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและอ่อนโยน


ไฮไลต์

สนุกและได้ความรู้




เด็กๆ จะเล่นไปกับแอปแบบอินเตอร์แอคทีฟในระหว่างเวลาแปรงฟัน แอป Sonicare Kids จะสอนวิธีการแปรงฟัน พร้อมด้วยแอนิเมชันสนุกๆ และรางวัลที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกิจวัตรที่ดีให้แก่พวกเขา

Sonicare For Kids แบบอินเตอร์แอคทีฟ



ด้วยแปรงสีฟันและแอป Sonicare For Kids ของ Philips เด็กๆ สามารถค้นพบวิธีการแปรงฟันอย่างถูกต้องด้วยตัวเอง แอปพลิเคชันจะทำงานร่วมกับแปรงสีฟันชนิดของลูกของคุณผ่าน Bluetooth เพื่อแสดงเทคนิคการแปรงฟันที่เหมาะสมและติดตามประสิทธิภาพ เด็กๆ สามารถเห็นว่าพวกเขาแปรงฟันได้ดีแค่ไหนและรับรางวัลอันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับความสำเร็จของพวกเขา ให้ความรู้และมีประสิทธิภาพ โดยพ่อแม่ 98% ที่ทำแบบสำรวจตอบว่าทำให้ลูกๆ แปรงฟันได้นานขึ้นและดีขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่สนุกที่จะช่วยให้เด็กพัฒนานิสัยการดูแลสุขภาพช่องปากที่จะคงอยู่ตลอดไป

พบกับ Sparkly



ความสนุกจะเริ่มขึ้นทันทีที่เริ่มแปรงฟัน เด็กๆ ที่ใช้ Sonicare สามารถรับรางวัลอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อให้กับ Sparkly ผู้ที่จะกระตุ้นให้พวกเขาแปรงฟัน ได้นานขึ้นและในวิธีที่ดีกว่า

แปรงสีฟันสำหรับเด็กที่มาพร้อมแอปพลิเคชัน



แอป Sonicare Kids ออกแบบมาเพื่อทำให้การแปรงฟันสำหรับเด็กง่ายขึ้น Sparkly จะช่วยกระตุ้นให้ลูกของคุณแปรงแต่ละส่วนของปากให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น และความเร็วจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็น 2 นาทีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับเวลาแปรงฟัน

ซิงค์ทุกสองสามวัน



แปรงของลูกน้อยของคุณจะบันทึกข้อมูลการแปรงฟันได้ถึง 20 ครั้ง ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย คุณจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดายว่าลูกของคุณทำตามกิจวัตร ได้ดีเพียงใด

เทคโนโลยีโซนิก



ในขณะที่เด็กเรียนรู้ในการแปรงฟัน เทคโนโลยีโซนิกของเราจัดการที่เหลือทั้งหมด การทำงานแบบไดนามิกอันเป็นเอกลักษณ์ของแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare จะทำงานอย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพลึกถึงระหว่างฟันและตามแนวเหงือก ด้วยความเร็วมากกว่า 500 ครั้งต่อวินาที พลังการทำความสะอาดโซนิกช่วยขจัดเศษเพื่อพัฒนาเทคนิคเมื่อเด็กๆ แปรงฟัน ได้ดีขึ้น

เทคโนโลยีนี้ทำให้แปรงสีฟัน Sonicare For Kids ของ Philips มีประสิทธิภาพมากกว่าแปรงสีฟันสำหรับแปรงด้วยตนเองถึง 75% ทำให้การตรวจสอบภาพประสบความสำเร็จมากขึ้น

สติ๊กเกอร์ด้ามจับแสนสนุก 8 แบบ



สติ๊กเกอร์ด้ามจับแสนสนุกจะให้เด็กๆ เลือกบุคลิกของแปรงสีฟัน ด้วยการออกแบบเปลี่ยนได้ 8 แบบในกล่อง แปรงสีฟันชนิดทุกรุ่น เด็กๆ สามารถเปลี่ยนลวดของแปรงสีฟันของพวกเขาได้บ่อยเท่าที่ต้องการ เมื่อรวมกับโอกาสในการปรับแต่งบุคลิกของแอปพลิเคชัน ประสบการณ์การใช้งาน Sonicare For Kids ของ Philips คือการดูแลสุขภาพช่องปากที่มีประสิทธิภาพและสนุกสนานตลอดเวลา

โหมดการทำงาน



ด้วยโหมดการทำงานที่เหมาะสมกับเด็กสองโหมด แปรงสีฟันไฟฟ้ามอบการทำมาสะอาดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละวัย โหมดเบาสำหรับเด็กเล็กและโหมดแรงสำหรับเด็กโต

ขนาดหัวแปรงเหมาะสมกับอายุ

แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare มาพร้อมกับแปรงขนขนาดกะทัดรัด 1 อัน นอกจากนี้ยังมีหัวแปรงขนาดมาตรฐานให้เลือกซื้อแยกต่างหาก หัวแปรง Sonicare for Kids ของ Philips ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อทำความสะอาดและปกป้องฟันอย่างนุ่มนวล

รายละเอียดเฉพาะ

กำลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า: 110-220 V

ข้อมูลทางเทคนิค

แบตเตอรี่: ชาร์จใหม่ได้

เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด): นานถึง 2 สัปดาห์

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

ดีไซน์และการตกแต่ง

สี: Aqua

บริการ

รับประกัน: รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้

การรองรับ Android: โทรศัพท์ Android, แท็บเล็ตที่สามารถเปิดใช้ Bluetooth 4.0

การรองรับ iOS: iPhone 4S หรือสูงกว่า, iPad 3rd Gen หรือสูงกว่า, ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS7

ใช้งานง่าย

ด้ามจับ: ด้ามจับทำด้วยยางช่วยให้จับได้สะดวก, ดีไซน์บางเบา จับถนัดมือ

ระบบหัวแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย

จอแสดงผล: จอแสดงผลสองสว่าง

สัญญาณแสดงระดับแบตเตอรี่: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

เวลาแปรงฟัน: นานถึง 3 สัปดาห์**

อุปกรณ์ที่มีมาให้

หัวแปรง: 2 Sonicare for Kids ขนาดกะทัดรัด

ที่จับ: 1 ด้ามจับ Sonicare for Kids ที่สามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้

สายชาร์จ: 1

ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

ประสิทธิภาพการทำงาน: ประสิทธิภาพมากกว่า 75%*

ความเร็ว: แปรงหมุนถึง 62,000 ครั้ง/นาที

ประโยชน์ต่อสุขภาพ: เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพภายในช่องปากที่ดี

ตัวจับเวลา: KidTimer และ Quadpacer

โหมด

โหมดการทำงาน: 2

การรองรับซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์: Philips ให้การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 2 ปีหลังจากวันที่ซื้อ

