


Philips VisaCare
Náhradní nástavec pro
citlivou pleť

Sensitive

SC6890/01



Výměnný hrot Sensitive

Používá se pouze s mikrodermální abrazi Philips VisaCare: kombinace peelingové a vakuové masáže, kterou si dopřejete v pohodlí domova, jemně stimuluje přirozené procesy obnovy ve vaší pokožce a potlačí první projevy stárnutí.

Snadná výměna peelingového hrotu

- Snadno zaklapávací hrot

Hrot pro mikrodermální abrazi Sensitive

- Hrot pro mikrodermální abrazi k jemnému ošetření
- Vyměňujte každých 6 měsíců

PHILIPS

Specifikace

Výhody

- Typ pokožky: Pro citlivou pokožku

Snadné použití

- Čištění: Omyjte pod tekoucí vodou, pomocí mýdla

- a kartáčku.
- Kompatibilní s: Philips SC6220, Philips SC6240
- Výměna: Snadno zaklapávací hrot
- Doporučená výměna: Každých 6 měsíců

Přednosti

Mikrodermální abraze Sensitive

Doporučujeme ženám, které dosud nepoužívaly ošetření mikrodermální abrazí, ženám, které mají citlivou pokožku, i ženám v období sezónních nebo hormonálních zcitlivění pokožky. Vyvinuto ve spolupráci s dermatology, bezpečné pro domácí použití. Po nasazení nového hrotu vždy začnete znovu s několika málo tahy, aby si pokožka zvykla na intenzivnější ošetření.*

Snadné nasazení

Snadné nasazení a kompatibilita se zařízeními Philips SC6220 a SC6240.

Vyměňujte každých 6 měsíců

Optimálních výsledků dosáhnete, když hrot pro mikrodermální abrazi vyměníte každých 6 měsíců.



Datum vydání 2024-01-04

Verze: 8.8.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* v porovnání s hrotem používaným dvakrát týdně po dobu 6 měsíců.