



Philips VisaCare Mikrodermabrasion

Behandlung zur Hauterneuerung
mit schonendem und normalem
Aufsatz

SC6240/01

Straffere, jugendlicher aussehende Haut

mit Philips VisaCare Mikrodermabrasionssystem

Beleben Sie Ihre Haut, und behalten Sie ihr natürlich junges Aussehen mit dem VisaCare DualAction Air Lift- und Peelingsystem bei. Massiert die Haut und fördert so die Durchblutung, während abgestorbene Hautzellen entfernt und die natürliche Zellenerneuerung unterstützt wird.

Mikrodermabrasionstechnologie

- Das Air Lift-System regt sanft die Mikrozirkulation an
- Der Peelingaufsatz regt die Zellerneuerung an
- DualAction Air Lift- und Peelingsystem

Einfache Bedienung

- Nur 5-minütige Behandlung, zweimal pro Woche
- Aufladen über Nacht für 3 Wochen Verwendung
- Kabellose Verwendung

Straffere, jugendlicher aussehende Haut

- Strahlende Haut, die sich glatter und straffer anfühlt, in 4 bis 6 Wochen
- Für eine jugendlicher aussehende Haut

Sicher und sanft, klinisch getestet

- Entwickelt mit führenden Wissenschaftlern und Dermatologen
- Für alle Hauttypen geeignet
- Salontechnologie zur sicheren Verwendung zu Hause


PHILIPS

Besonderheiten

Jugendlicher

Philips VisaCare Mikrodermabrasion regt die Hauterneuerung an und sorgt für eine glattere, straffere und strahlendere Haut.

Sichtbare Ergebnisse




93 % der getesteten Frauen berichteten, dass sich die Haut sofort straffer anfühlte. 84 % stimmen zu, dass sich ihre Haut strahlender anfühlt, 84 % bemerkten, dass Ihre Haut gesünder sei*.

DualAction-System




Massiert die Haut, fördert die Durchblutung und entfernt gleichzeitig tote Hautzellen, wodurch eine natürliche Zellenerneuerung ermöglicht wird.

Air Lift-System




Die Vakuummassage regt intensiv die Mikrozirkulation an. Die Haut wird sanft angehoben, wodurch die unteren Schichten massiert werden. Die Durchblutung steigt, und Sauerstoff und Nährstoffe werden an die Oberfläche transportiert. Für ein belebtes Aussehen. VisaCare wurde mit einer Dehnungsfunktion entwickelt, um die Produktion von Kollagen und Elastin anzuregen. Für ein strafferes Gefühl in 4 bis 6 Wochen.

Peelingaufsatz



Der Peelingaufsatz entfernt sanft einen Teil der Stratum Corneum (der oberen Hautschicht) und verstärkt die Epidermis (die zweite Hautschicht). Dadurch wird die Haut glatter und strahlender. Er entfernt auf sanfte Weise Unebenheiten und Hautschuppen, und das viel effizienter, als es manuell möglich wäre. Die Haut wird angeregt, neue Zellen zu produzieren. Für ein strafferes Gefühl in 4 bis 6 Wochen.

Für alle Hauttypen geeignet




Die Sanftheit von VisaCare ist klinisch bewiesen. Das Gerät umfasst zwei Aufsätze (schonend und normal) für verschiedene Hauttypen. Die Hautpflegeexperten von Philips stehen zu Ihrer Verfügung, um Ihnen beim Erzielen des besten Ergebnisses zu helfen.

Entwickelt mit Hautexperten

Philips VisaCare verwendet eine Mikrodermabrasionstechnologie, die auch in professionellen Schönheitssalons verwendet wird. Mit Philips VisaCare können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung von Philips VisaCare sehr eng mit führenden Wissenschaftlern und Dermatologen zusammen.

5-minütige Behandlung



Sofortige Ergebnisse mit nur 5-minütiger Behandlung zweimal pro Woche. Mit einem glatten und gesunden Glanz!

Daten

Vorteile

- Entfernung toter Hautzellen: dank des Peeling-Aufsatzes
- Anregung der Mikrozirkulation: durch das Air Lift System™
- Hautverdickung: durch das abrasive System
- Hautpflege-Cremes: besser aufgenommen, bei 87 % der Anwender

Artikel enthalten

- Reinigungsbürste: VisaCare Aufsätze zum Reinigen
- Gebrauchsanweisungen: Vollständige Bedienungsanleitung
- Individuelle Aufsätze: Normale und empfindliche Haut
- Netzadapter: Netzteil für 100 bis 240 V
- Aufbewahrungstasche: Zum Aufbewahren und für unterwegs
- Exklusive und praktische Station: Lade- und Aufbewahrungsstation

Anwendungsbereiche

- Gesicht und Hals

Leistung

- Ladezeit: 8 Stunden
- Stromspannung: 100-240 V
- Leistungssystem: wiederaufladbarer Akku
- Betriebszeit: 6 Anwendungen von je 5 Minuten

Service

- Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

- Kabellos: Bis zu 6 Mal im Akkubetrieb verwendbar
- Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol
- Individuelle Aufsätze: Normale und empfindliche Haut
- Einfache Handhabung: Ergonomisches und elegantes Design
- Exklusive und praktische Station: Lade- und Aufbewahrungsstation



Ausstellungsdatum
2024-01-04

Version: 4.2.1

EAN: 87 10103 66382 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Unabhängige Testergebnisse von 75 Verbrauchern nach 4 Wochen Behandlung, Großbritannien 2014