

Philips Sonicare AirFloss
Interdental - genopladelig

Genopladelig
med 1 mundstykke



HX8111/02

Philips AirFloss - en nemmere måde at bruge tandtråd på

Rent mellem tænderne på 60 sekunder. Test i 60 dage!

Hvis man ikke bruger tandtråd, fanger man ikke de bakterier, som samles mellem tænderne og forårsager infektioner. Med Philips Sonicare AirFloss renser du mellem tænderne på bare 60 sekunder. Det er helt enkelt: Bare peg og tryk. AirFloss fjerner op til 99 % mere plak mellem tænderne end en manuel tandbørste.

AirFloss får karakter 4 ud af 5 stjerner på eReviews.dk og er belønnet med designprisen reddot Design Award 2012. "enkelt og hurtigt – der er altså ingen undskyldninger for ikke at få rengjort mellem tænderne" skriver eReviews.dk.

Achieve a 30-second clean

- Enkel brug med én knap: Så let som at klikke med musen

Dokumenteret forbedring af mundhygiejnen

- Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak

Enkelt: peg og tryk

- Letopfyldelig beholder
- Styrespids til nem placering
- Microburst-teknologi gør rent med et tryk på en knap
- Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå
- Slankt håndtag, der er let at holde
- Passer til Sonicares standardopladere
- Opladning efter to uger

PHILIPS
sonicare

Vigtigste nyheder

Microburst-teknologi



Microburst-teknologi bruger et hurtigt pust med trykluft og mikroskopiske vanddråber til at rense dybt mellem tænderne, hvor tandbørsten ikke kan nå

Styrespids



Før blot styrespidsen langs tandkødet, til du kan føle, at den glider på plads mellem tænderne. Giver nem placering selv på de bageste tænder, der er svære at nå.

Passer til Sonicare's opladere



Du behøver kun én oplader til at oplade dine Sonicare-produkter.

Enkel brug med én knap




Enkel brug med én knap for nem rengøring på 60 sekunder.

Letopfyldelig beholder



Letopfyldelig beholder, der sikrer minimalt spild og kun behøver lidt vand. Kan også fyldes med mundskyl.

Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak



AirFloss anvender mikroskopiske dråber af luft og vand eller mundskyllemiddel for at fjerne op til 99 % mere plak mellem tænderne*

Slankt, vinklet mundstykke



Slankt, vinklet mundstykke, der nemt kommer frem de steder, der er svære at nå

Slankt håndtag, der er let at holde



Nem at føre rundt i munden.

Opladning efter to uger

Philips AirFloss kan holde to uger mellem opladningerne.

Specifikationer

Strøm

- Spænding: Oplader til flere spændingstyper

Tekniske specifikationer

- Driftstid: Udskift mundstykket hver 6. måned
- Batteri: Genopladelig
- Brugstid (fuldt opladet til tom): 2 uger eller 14 anvendelser i hele munden
- Opladningstid: 24 time(r)

Service

- Garanti: 2 års begrænset garanti

Brugervenlig

- Batteriindikator: Lampe i tænd/sluk-knappen indikerer, hvornår det er tid til genopladning
- Håndgreb: Slankt, ergonomisk design



Udgivelsesdato
2023-05-19

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 57672 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* I sammenligning med almindelig tandbørstning alene