

Philips Lumea Prestige
IPL - 脱毛仪

抑制毛发再生

附带 SmartSkin 肤色传感器
3 个智能附件
接电源线使用和无线使用

BG9041/83



抑制毛发再生 *

借助强脉冲光 (IPL) 技术

飞利浦 Lumea 采用强脉冲光 (IPL) 技术，可安全、长期进行脱毛。这款有效的专业美容院技术可抑制毛发在根部再生，十分适合家庭使用。

灵活自如，省心省力

- 接电源线使用和无线使用
- 5 种可调节的光照强度设置

借助 Lumea IPL 技术，让肌肤持久柔滑

- 适合多种头发和皮肤类型的脱毛
- IPL 技术可抑制毛发在根部再生
- 两种闪光模式：滑动和重压
- 两个阶段的照射：初始阶段和修整阶段

专为特定身体部位设计

- 身体部位附件采用内凹弧形设计，适合大面积身体部位
- 敏感部位附件额外配有专门设计的滤光器
- 腋下部位附件采用外凹弧形设计
- 出众的弧形附件可贴合每个身体部位

PHILIPS

产品亮点

持久脱毛



飞利浦 Lumea 采用名为 IPL 的创新光照技术来阻断毛发再生周期。柔和的脉冲光作用于发根部位，从而使毛囊进入休眠期。如此一来，您的毛发量会逐渐减少。飞利浦与皮肤专家紧密合作，研发并优化了这项技术，以便让您在家中安全、高效地使用。

SmartSkin 传感器



飞利浦 Lumea Prestige 配备 5 种档位设置，借助 SmartSkin 传感器让您轻松选择合适的设置。

适合的毛发和皮肤类型



飞利浦 Lumea 是一款男士脱毛机。它适用于从非常白 (I) 到深褐色 (V) 的肤色，但与其它基于光的治疗一样，它不适用于红色、


浅金色或白色 / 灰色毛发。也不适用于极暗的皮肤 (VI 类皮肤)。

照射计划



为获得理想效果，我们建议您安排 8 周的计划，然后进行修整。1. 初始阶段：每 2 周使用飞利浦 Lumea 进行 4 - 5 次初始照射；2. 修整阶段：之后，每 4 - 8 周重复一次照射。

适用身体部位



飞利浦 Lumea 与皮肤专家倾力打造了一款安全、高效且轻柔的设备，可适用于手臂、腋下、肩部、腹部、耻骨区（不包括生殖部位和阴囊）、敏感部位、腿部、胸部和背部。

身体部位附件

用于身体部位 - 4.1 平方厘米窗口大小。身体附件采用弧形设计，可在照射如腿部区域时紧密贴合皮肤。

腋下部位附件




用于腋下部位 - 3 平方厘米窗口大小。出众的弧形附件经过精心设计，可照射难以触及的腋下毛发。

敏感部位附件




用于敏感部位 - 3 平方厘米窗口大小。弧形附件具有额外的透明滤光器，专为敏感部位设计。

接电源线使用和无线使用



这款飞利浦 Lumea 是一款既可接电源线使用也可无线使用的便捷 IPL 设备。如果需要自由移动，请选择无线方式，如需不间断使用，则请接电源线使用。

滑动和闪光模式



滑动和闪光模式可在不同的身体部位进行快速照射。

规格

技术规格附件

- 敏感照射附件：窗口大小：3 平方厘米，形状：凹曲，额外的滤光器，专为敏感部位设计
- 腋下照射附件：窗口大小：3 平方厘米，形状：凹曲，专为腋下部位设计
- 身体部位附件：窗口大小：4.1 平方厘米，形状：凸曲，针对身体的定制照射

包含

- 使用说明：用户手册
- 存储：精美旅行软袋
- 适配器：19.5 伏 /4000 毫安

适用部位

- 身体部位
- 敏感部位
- 腋下

安全性和可调节设置

- 集成紫外线滤光器：防止皮肤受到紫外线伤害

- 5 种光能设置：可根据您的皮肤类型进行调节
- 集成式安全系统：防止意外闪光
- 肤色传感器：检测肤色
- SmartSkin 传感器：按需求进行适当设置

照射模式

- 滑动和闪光：适合快速应用
- 有线 / 无线使用：有线、无线均可使用
- 重压和闪烁：适于照射面积小的部位

功率

- 电压：100-240 伏

技术规格

- 高性能灯泡：提供 > 250,000 次闪光

服务

- 保修：2 年全球保修



发行日期 2024-01-20

版本：3.3.1

EAN: 87 10103 90363 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 遵循照射计划时