

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-hambahari  
koos rakendusega

DiamondClean Smart

Personaalsed juhised

Nutikad harjapea andurid

Nutikas harjapea tuvastus

Viis režiimi, kolm tugevust



HX9924/27



## Terviklik süsteem tervema suu heaks

Meie parim hambahari nutika anduri tehnoloogiaga

DiamondClean Smart tagab ülima puhtuse. Reaalajas tagasiside ja personaalsed juhised aitavad kaasa tervete ja valgete hammaste, tervete igemete ja värsket hingeõhu saavutamisele. See ei ole lihtsalt hambahari, vaid kogu suu hooldamise lahendus.

### Proven to improve oral health

- Eemaldab kuni 10x rohkem kattu\* ja tagab põhjalikuma puhastuse
- Kuni 7x tervemad igemed\* kõigest kahe nädalaga
- Eemaldab pinnalt kuni 100% rohkem plekke\*\* kõigest kolme päevaga
- Nautige kauakestvat värsket hingeõhku

### Personaalsed rakendusesisesed juhised täiuslikuks harjamiseks

- Õpetab teid õigesti harjama ja toob välja harjamata kohad
- Suunab 100% ulatuse tagamiseks tagasi harjamata piirkondadesse
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Annab teile märku, kui vajutate liiga tugevalt
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda

### Optimeerib harjamist

- Lihtne ja stiilne laadimine – kodus ja võõrsil
- Harjapead valivad automaatselt optimaalsed seaded
- Valige 5 režiimi ja 3 intensiivsuse seadistuse vahel

## Esiletõstetud tooted

### Jätke hambakatuga hüvasti



Ülima puhtuse tagamiseks klõpsake valikul C3 Premium Plaque Controli harjapea. Pehmeete ja painduvate külgedega harjased jälgivad iga hamba kuju, et tagada 4x parem pinnakontakt\*\*\* ja eemaldada raskesti ligipääsetavatest piirkondadest kuni 10x rohkem kattu\*.

### Hoolitsege igemete eest



Igemete tervise parandamiseks klõpsake valikul G3 Premium Gum Care'i harjapea. Selle väiksem suurus ja igemepiirile suunatud harjased võimaldavad igemehaigusi põhjustavat igemepiiri õrnalt, kuid tõhusalt puhastada. On kliiniliselt tõestatud, et see vähendab igemepõletikku\* kuni 100% ja tagab kuni 7x tervemad igemed kõigest kahe nädalaga.\*


### Valgemad hambad, kiiresti



Pindmiste plekkide eemaldamiseks ja valgema naeratuse saavutamiseks klõpsake W3 Premium White'i harjapeal. Keskosas tihedalt


paiknevad harjased eemaldavad plekke. On kliiniliselt tõestatud, et see eemaldab kuni 100% rohkem plekke kõigest kolme päevaga.\*\*

### TongueCare+ keelehari




Ebameeldivat lõhna põhjustavate bakterite keelepõõridest mugavalt eemaldamiseks klõpsake külge TongueCare+ keelehari. Selle 240 spetsiaalselt joondatud mikroharjast tungivad kõikide keelepõõride ja -vagude vahele, et eemaldada halba hingeõhku põhjustavad bakterid ja toidujäägid. Suurepäraselt puhta tulemuse ja värske hingeõhu saavutamiseks kasutage koos meie antibakteriaalse BreathRx keelespreiga.

### Piirkonnad, millele tähelepanu pöörata, ja eesmärkide seadmine



Kas hambaarst on pööranud tähelepanu mõnele probleemsele piirkonnale? Toome need esile teie rakendusesisesel 3D-suukaardil ning tuletame neid teile meelde, et nendele erilist tähelepanu pööraksite.

### Ükski plekk ei jää märkamata




Philips Sonicare'i rakendus annab teile teada, kui hambad on põhjalikult puhastatud, ja õpetab teid paremini ja läbimõeldumalt harjama.

### Lihne kasutada



Elektrilise hambaharjaga võite kogu töö harjale usaldada. Oleme käepideme sisse ehitanud hõõrumisanduri, mis tuletab teile pidevalt meelde vajadust vähem hõõruda. Seeläbi saate oma tehnikat täiustada ning õrnemalt harjates suurepäraselt puhtad hambad.

### BrushSync-režiimi ühildumine



Mõtlete, millist režiimi ja intensiivsust peaksite kasutama? Enam ei ole vaja pead vaevata. Teie harjapeas olev mikrokiip annab DiamondClean Smart'ile teada, millist režiimi kasutate. Seega, kui klõpsate külge näiteks igemete eest hoolitsemise harjapea, oskab teie hambahari valida optimaalse režiimi ja intensiivsuse, et teie igemete eest õrnalt kuid tõhusalt hoolitseda. Teil tuleb ainult toitenuppu vajutada.

# Spetsifikatsioon

## Ühenduvus

**Bluetooth® -i juhtmeta tehnoloogia:** Ühendatud harjamisrakendus

## Võimsus

**Pinge:** 110–220 V

## Tehnilised andmed

**Aku:** Laetav

**Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani):** 14 päeva\*\*\*\*\*

**Aku tüüp:** Liitiumioon

## Disain ja viimistlus

**Värv:** Roosa

## Hooldus

**Garantii:** Kaheaastane piiratud garantii

## Ühilduvus

**Ühilduvus Androidiga:** Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

**Ühilduvus iOS-iga:** iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, süsteemiga iOS7 või uuemaga

## Kergesti kasutatav

**Käepideme ühilduvus:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

**Käepide:** Peenike, ergonomiline disain

**Akunäidik:** Valgustatud ikoon näitab aku tööiga

**Ekraan:** Valgustatud ekraan

**Harjapea tuvastus:** Ühildub optimaalse režiimiga

**Asendamise meeldetuletus:** Alati parimate tulemuste tagamiseks, süttib meeldetuletuse ikoon

## Kaasolevad tarvikud

**Reisivutlar:** USB laadimispesaga reisivutlar

**Harjapead:** 1 C3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W3 Premium White, 1 TongueCare+ keelehari

**Käepide:** 1 DiamondClean Smart

**Laadimisklaas:** 1

## Puhastusjõudlus

**Kasu tervisele:** Kuni 7x tervemad igemed\*\*\*\*

**Talitus:** Eemaldab kuni 10x rohkem kattu\*

**Kiirus:** Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

**Taimer:** BrushPacer ja SmarTimer

**Valgemad hambad:** Kuni 100% vähem plekke\*\*\*\*\*

**Tagasiside jõulise harjamise kohta:** Süttib lilla valgusrõngas, Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

**TouchUp:** Tagab harjamise 100% ulatuses

## Režiimid

**Kolm intensiivsust:** Kõrge, Keskmine, Madal

**Puhastamine:** Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

**Deep Clean+:** Tagab ergutava sügavpuhastuse

**Igemete tervis:** Eriine tähelepanu purihammastele

**TongueCare+:** Kauakestva värsket hingeõhu tagamiseks

**White+:** Pinnalt plekkide eemaldamine

## BrushSync-režiimi ühildumine

**C3 Premium Plaque Control:** Ühildumine puhastusrežiimiga

**G3 Premium Gum Care'i harjapea:** Ühildumine režiimiga Gum Health

**W3 Premium White harjapea:** Ühildumine režiimiga White+

**TongueCare+ keelehari:** Ühildumine režiimiga TongueCare

## Nutikate anduritega tehnoloogia

**Surveandur:** Annab liiga tugevast harjamisest märku

**Asukoha andur:** Jälgib ja täiustab harjamise ulatust

**Hõõrumisandur:** Juhendab hõõrumise vähendamiseks

**3D-suukaart:** Toob probleemset piirkonnad esile

**TouchUp:** Harjamata kohtade esiletoomiseks

## Tarkvara tugi

**Tarkvara värskendused:** Philips pakub asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.

