

PHILIPS

sonicare

飞利浦牙龈健康电动
牙刷头

G2 Optimal Gum
Care

3 支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9033/67



清除牙菌斑。格外呵护牙龈。

高效去除牙菌斑，改善牙龈健康

对于想获得轻柔、出色的去除牙菌斑体验的用户来说，飞利浦 Sonicare G2 Optimal 牙龈保健型牙刷头（即旧款 ProResults 牙龈健康刷头）是理想的选择。外层刷毛能够轻柔地去除牙龈上的牙菌斑。

Innovative technology

- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 自动选择优化模式，达到理想结果**
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

Designed to optimize performance


- 卡入式设计，轻松安装刷头
- 始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

For exceptional gum care

- 有效改善牙龈健康*

产品亮点

提升牙龈健康



密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可清除牙龈周围的牙菌斑，与手动牙刷相比，更加有效改善牙龈健康。此外，特殊的弯曲电动头可触及口腔后部的牙齿，使口气清新。

BrushSync™ 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能出色的清洁效果**。飞利浦 Sonicare G2 Optimal 牙龈保健刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步**，选择优化的刷牙模式和强度级别，带来理想的护龈效果。您要做的就是开始刷牙。

刷头更换



刷头使用 3 个月后将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通

知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

飞利浦的声波技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

轻松卡入



除了飞利浦 One 和 Essence 之外，Optimal 牙龈保健型牙刷头适合任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

规格

设计和外观

颜色: 白色
刷毛硬度: 中等
提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色
规格: 标准

兼容性

牙刷头系统: 卡入式
适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean
BrushSync 模式配对

包含

刷头: 3 个牙龈保健型牙刷头 (G2)

质量和性能

替换: 每隔 3 个月
经过测试: 带来理想使用效果

健康益处

去除牙菌斑: 清除多达 7 倍的牙菌斑*
牙龈健康: 帮助改善牙龈健康

