



Philips Sonicare AirFloss
Zobstarpu - uzlādējama

1 uzgalis



HX8241/02

Vai nepatīk tīrīt ar zobu diegu? Izmantojiet AirFloss.

Likvidē aplikumu vietās, kur to nespēj zobu birste

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss ir vienkāršs paņēmieni zobstarpu tīrīšanai. AirFloss var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un tam ir unikāla gaisa un mikropilienu tehnoloģija, kas palīdz likvidēt aplikumu grūti aizsniējamās vietās.

Uzlabo mutes veselību

- Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem

Achieve a 30-second clean

- Iztīra visu muti tikai 30 sekundēs
- Novietojiet. Nospiediet. Notīriet!

Easy to use

- Gaisa un mikropilienu tehnoloģija
- Ērts ergonomisks rokturis
- Zobu starpu tīr. uzgalis nodrošina pareizu novietojumu
- Uzgalis katram ģimenes loceklim

Helps build a healthy habit

- Viegls veids, kā uzlabot zobstarpu tīrību

PHILIPS
sonicare


Izceltie produkti

Viegls sākums



Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus. Pēc trīs mēnešu ilgas AirFloss izmantošanas 96% cilvēku, kas pirms tam neregulāri tīrīja zobus ar zobu diegu, turpināja izmantot AirFloss četras vai vairāk reizes nedēļā.

Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem



Likvidē vairāk aplikuma starp zobiem

Gaisa un mikropilienu tehn.



Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

Zobu starpu tīr.



Plānā izliektā sprausla un zobu starpu tīr. uzgalis ļauj viegli atrast pareizo pozīciju. Vienkārši virziet gar zoba virsmu smaganu līnijas tuvumā, līdz uzgalis iesēžas gropē starp zobiem.

30 sekunžu tīrīšana



Izmantojot AirFloss, visas mutes tīrīšana ilgst tikai 30 sekundes. Vienkārši vienreiz nospiediet pogu vienai tīrīšanas darbībai, pēc tam pārejiet pie nākamās zobstarpas un atkārtojiet. Lai izmantotu jauno automātiskās strūkļas funkciju, turiet pogu nospiestu un pārvietojiet zobstarpu tīr. uzgali. Ierīce izdos strūkļu ik pēc sekundes.


Viegli uzpildāms nodaļījums



Uzpildiet nodaļījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma

svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un nospiediet pogu. Nodaļījumā ietilpst pietiekami daudz šķidrums divām lietošanas reizēm.

Labāka smaganu veselība



Klīniski apstiprināts, ka Sonicare AirFloss uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Palīdz novērst caurumu veidošanos



Saudzīgi noskalojot aplikumu, ko nevar iztīrīt ar zobu birsti, Sonicare AirFloss palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem.

Ergonomisks rokturis

Izstrādāta ērtai lietošanai šaurās vietās, AirFloss ir ērts ergonomisks rokturis un neslidoša virsma.

Krāsaini sprauslu uzgaļi

Krāsaini sprauslu uzgaļi un parocīgs uzgaļu tureklis padara AirFloss lietošanu ērtu visai ģimenei.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Darbības laiks: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem
- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizaina specifikācijas

- Krāsa(s): Balta ar zaļiem akcentiem

Serviss

- Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Akumulatora indikators: Mirgošana norāda zemu

baterijas līmeni

- Baterijas darbmūžs: Līdz 2 nedēļām
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

- AirFloss rokturis: 1
- Lādētājs: 1 daudzspriegumu lādētājs
- AirFloss uzgalis: 1, 3
- Uzgaļu tureklis: 1

Tīršanas veiktspēja

- Sniegums: Likvidē līdz pat 5X vairāk aplikuma*
- Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Uzgaļi: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mainiet ik pēc 6 mēn
- Autom. strūkļas funkcija: Iztīra visu muti 30 sek.



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 5.0.1

EAN: 87 10103 62342 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* nekā tikai ar zobu birsti