

# PHILIPS

## sonicare

Laetav hambahari

FlexCare Platinum

Kolm režiimi, kolm tugevust

Kaks harjapead

Surveanduriga

Hambaharjapeade UV-puhasti

HX9142/10



## Erakordne puhtus ka hammaste vahel

Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu\*

Üheksa ainulaadse harjamisrežiimi, tundliku surveanduri ja täiustatud harjapeatehnoloogiaga Philips Sonicare FlexCare Platinum elektriline hambahari on samm edasi traditsioonilisest hambakatu eemaldamisest, et tagada hammaste täiuslik puhtus ja igemete parem tervis.

### Aitab täita soovitatud harjamisjuhiseid

- Annab teile märku, kui harjate liiga tugevalt
- Taimerid ergutavad põhjalikult harjama

### Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

- Kohandage režiimi ja tugevust vastavalt enda vajadusele

### Tagab erakordselt puhtad hambad ja igemed

- Patenditud Sonic-tehnoloogia terve ma suuõõne tagamiseks
- Eemaldab hammaste vahelt kuni seitse korda rohkem kattu
- On kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist kahe nädalaga
- Uus InterCare harjapea pakub hambavahede täiustatud puhastust

### Sobitub teie elustiiliga

- Pika kasutuseaga aku ja reisikarp
- Käepärane reisivutlar ja laadija


# Esiletõstetud tooted

## 9 täielikku harjamiselamust



FlexCare Platinum võimaldab valida kolme puhastusrežiimi — puhas, valge või igemehoolitus — ja kolme tugevusseade — madal, keskmine või kõrge — vahel, et luua just teie eelistustele ideaalselt vastav harjamiselamus.

## Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga



Spetsiaalse igemehoolitusrežiimi abil, mis tagab igemete veritsuse ja põletiku vähendamisele suunatud puhastuse, on FlexCare Platinumi puhul kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

## InterCare harjapea tehnoloogia



Meie uus InterCare harjapea, millel on eriti pikad harjased puhastamiseks sügavalt hammaste vahelt ja piki igemeserva, kasutab katu eemaldamiseks ja hammaste poleerimiseks täiustatud puhastustehnoloogiat ning sel on ka

meeldetuletusharjased, mille värv muutub sinisest valgeks, kui on aeg harjapea välja vahetada.

## Sonic-tehnoloogia




Erinevalt tavapärasest elektrilistest hambaharjadest kasutab Philips Sonicare patenditud Sonic-tehnoloogiat. Sonicare'i ainulaadne dünaamiline puhastav liikumine juhib vedeliku hammaste vahele, eemaldades õrnalt ja tõhusalt katu hambavahedest ja igemeservadelt.

## Ulatub sügavale hammaste vahele



FlexCare Platinum ulatub sügavale hammaste vahele, mis tagab suurepärase katueemalduse. Kliiniliselt on tõestatud, et see eemaldab hammaste vahelt seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

## Tundlik surveandur



FlexCare Platinumil on ainulaadne tundlik surveandur, mis aitab vähendada jõulist harjamist. Käepide annab õrnalt vibreerides märku, kui rakendate liiga suur survet.

## Disainitud teie elustiiliga sobivaks



Meie kvaliteetse reisikarbiga saate oma hambahari hügieeniliselt kaasa pakkida ja meie kompaktne reisilaadija tagab laetud aku liikvel olles. Ühe täieliku laadimiskorraga saate hambahari kaks nädalat tavapäraselt kasutada – nii saate liikvel olles end värskest tunda.

## Quadpacer ja SmarTimer



FlexCare Platinumil on kaks taimerit, mis ergutavad põhjalikult harjama. Quadpaceri intervallitaimer annab märku, millal võite edasi liikuda teise suuveerandisse, samal ajal kui SmarTimer aitab saavutada hambaarstide soovitatud kaheminutilise harjamisaega.

## Reisivutlar ja laadija



FlexCare Platinumil on hõlbus endaga kõikjale kaasa võtta tänu mugavale reisivutlarile ja kompaktsel reisilaadijale.

# Spetsifikatsioon

**Disain ja viimistlus**

**Värv:** Valge metallse esipaneeliga

**Võimsus**

**Pinge:** 110–220 V

**Tehnilised andmed**

**Aku:** Laetav

**Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani):** Kuni 3 nädalat\*\*

**Aku tüüp:** Liitiumioon

**Hooldus**

**Garantii:** Kaheaastane piiratud garantii

**Kergesti kasutatav**

**Harjapeade süsteem:** Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

**Käepide:** Peenike, ergonoomiline disain

**Akunäidik:** Märgutuli aku laetuse kohta

**Ekraan:** Valgustatud ekraan

**Harjamisaeg:** Kuni 3 nädalat\*\*

**Kaasolevad tarvikud**

**Reisivutlar:** 1

**Laadija:** 1

**Käepidemed:** 1 FlexCare Platinum

**Harjapead:** 1 InterCare'i tavaline, 1 InterCare'i kompaktn

**UV-puhasti**

**Puhastusjõudlus**

**Kasu tervisele:** Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

**Talitus:** Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu\*

**Kiirus:** Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

**Surveandur:** Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

**Valgemad hambad:** Aitab plekke loomulikult viisil eemaldada

**Taimer:** Quadpacer ja SmarTimer

**Režiimid**

**Puhastamine:** Igapäevaseks tippasemel puhastamiseks

**Kolm intensiivsust:** Madal, Keskmine, Kõrge

**Valge:** Eemaldab plekid hammaste pinnalt

**Igemehooldus:** Igemete õrnaks masseerimiseks

