

PHILIPS

sonicare

Elektriline Sonic-hambahari
koos rakendusega

FlexCare Platinum
Connected

Personaalsed juhised

Nutikad harjamisandurid

Kolm režiimi, kolm tugevust

Kaks harjapead ja UV-puhasti



HX9192/02



Nutikas harjamine. Suurepärased tulemused. Kuni 10x parem katueemaldus ja tervemad igemed*

FlexCare Platinum Connected täiuslikuks suuhoolduseks. Andurid edastavad Bluetooth®-i traadita tehnoloogiat kasutades harjamise andmed Sonicare'i rakendusele, mis esitab täiusliku puhtuse saavutamiseks isikustatud juhised ja tagasiside.

Harjamine reaajas juhiste järgi

- Annab teile märku, kui harjate liiga tugevalt
- Juhendab, kuidas vähem hõõruda
- Jälgige harjatud piirkonna ulatust ja täiustage harjamist

Sonicare'i rakendus edastab isikustatud tagasisidet


- Teine võimalus märkamata plekkide eemaldamiseks on kasutada TouchUp'i
- Olge alati teadlik sellest, kui tõhusalt teie harjapea puhastab
- Hakake probleemsete piirkondade eest paremini hoolitsema
- Juhised, mida rutiini täiustamiseks vajate

Põhjalik ja täiuslik puhtus Philips Sonicare'iga

- Kohandatud harjamiselamus
- Jälgib sügavamaks puhastamiseks hammaste ja igemete kontuuri
- Disainitud teie elustiiliga sobivaks
- Dünaamiline puhastus parema suuhügieeni tagamiseks
- Taimer ergutab põhjalikult harjama


Esiletõstetud tooted

Asukoha andur




FlexCare Platinum Connected'i asukoha andur näitab harjamise täiustamiseks, kus olete liiga vähe harjanud. Kui harjamisel jäävad mõned kohad pidevalt harjamata, pöörab asukoha andur nendele tähelepanu.

Surveandur




Te ei pruugi märgata, et harjate liiga tugevasti, kuid teie FlexCare Platinum Connected märkab. Kui harjate liiga kõvasti, paneb intuitiivne surveandur hambaharja käepideme õrnalt vibreerima, et teaksite jõudu vähendada. Uuringutes vähendas seitse kümnest liiga jõulisest harjajast tänu rõhuandurile oma harjamistugevust.

Hõõrumisandur




Elektrilise hambaharjaga saate lasta hambaharjal kogu töö ära teha ega pea hambaid hõõruda. FlexCare Platinum Connected'il on hõõrumisandur, mis aitab optimeeritud tehnika omandamiseks ja õrnemalt puhastamiseks hõõrumist vähendada.

TouchUp




Kui teil peaks harjamise ajal mõni koht harjamata jääma, jälgib Philips Sonicare'i rakendus harjamise katvust ja annab võimaluse viga parandada. TouchUp esitab kohandatud juhised vastavalt teie isiklikele harjamisandmetele; nii saate puhastamata piirkondi kohe harjata ja tulemuseks täiusliku puhtuse.

Personaalsed juhised



FlexCare Platinum Connected võimaldab teil igapäevaseid eesmärke seada ja jälgib edenemist nende saavutamisel. Sonicare'i rakendus salvestab jooksvalt teie harjamisandmed, võimaldades teil tulemusi lihtsasti vaadata. Rakenduse poolt pakutavate personaalsete juhiste, nõuannete ja märguannete abil muutub teie harjamistehnika aja jooksul paremaks. Võite oma edusammude aruannet isegi oma hambaarstiga jagada.


Piirkonnad, millele tuleb tähelepanu pöörata



Kui teie hambaarst tuvastab teie suus piirkonnad, millele tuleks katu tekkimise, igemepiiri taandumise või mõne muu

probleemi esinemise vältimiseks rohkem tähelepanu pöörata, saab FlexCare Platinum Connected teid nende probleemsete piirkondade jälgimisel aidata. Saate need piirkonnad Sonicare'i rakendusega oma personaalsel suukaardil esile tuua ja seeläbi meele pidada, et peate iga kord hambaid harjates nendele piirkondadele erilist tähelepanu pöörama.

Harjapea jõudlusmonitor



Mitmekuuilise tavakasutamise korral kuluvad harjapead järk-järgult ja kaotavad oma jäikuse. Sonicare'i rakenduse osaks on nutikas harjapea jõudlusmonitor, mis jälgib teie harjapea efektiivsust vastavalt harjamisajale ja harjamise jõule. See annab teile teada, millal harjapea ära vahetada, et jätkuvalt parimaid tulemusi saavutada. Rakenduse kaudu saate ka asendusharjapäid tellida.

Kolm režiimi, kolm intensiivsust



Kolme intensiivsuse seadistuse ja kolme puhastusrežiimiga FlexCare Platinum Connected pakub optimaalset mugavust koos ülima puhtusega. Kasutage puhastusrežiimi suurepärase igapäevase puhtuse saavutamiseks, või valgendusrežiimi plekkide eemaldamiseks. Kui peate probleemsetele kohtadele erilist tähelepanu pöörama, aitab režiim Deep Clean saavutada erakordseid tulemusi. Seadistage intensiivsus isiklikust eelistusest lähtuvalt kas madalaks, keskmiseks või kõrgeks. Parimate tulemuste saavutamiseks seadistage intensiivsuse tase kõrgeks.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

Värv: Valge

Ühenduvus

Bluetooth®-i juhtmeta tehnoloogia:

Ühendatud harjamisrakendus

Võimsus

Pinge: 110-220 V

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Ühilduvus

Ühilduvus Androidiga: Androidiga telefonid, Bluetooth 4.0 toega tahvelarvutid

Ühilduvus iOS-iga: iPad 3. gen. või uuem, iPhone 4S või uuem, koos iOS7

operatsioonisüsteemiga

Kergesti kasutatav

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Käepide: Peenike, ergonoomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: 1

Laadija: 1

Käepidemed: 1 FlexCarePlatinum Connected

Harjapead: 1 AdaptiveCleani, 1 InterCare'i

tavaline

UV-puhasti: 1

Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Talitus: Eemaldab kuni 10x rohkem kattu*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Surveandur: Kasutaja hoiatamiseks hakkab käepide vibreerima

Taimer: BrushPacer ja SmarTimer

Valgemad hambad: Aitab plekke loomulikult viisil eemaldada

Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Kolm intensiivsust: Madal, Keskmine, Kõrge

Sügavpuhastus: Tagab ergutava

sügavpuhastuse

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

