

# PHILIPS

## sonicare

标准型声波震动牙刷  
头

i InterCare

3 支装

标准规格

卡入式

BrushSync 模式配对

HX9003/67



## 深层清洁牙缝。清洁效果出众。\*

可清洁牙缝和难以清洁的区域

与手动牙刷相比，i InterCare 齿间呵护牙刷头凭借先进的植毛技术和加长刷毛，帮助您更有效地清除牙间隙中多达 7 倍的牙菌斑，可在两周内改善您的牙龈健康。

### Innovative technology

- 自动选择优化模式，达到理想结果\*\*
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

### Designed to optimize performance

- 经过测试，可满足您的口腔健康需求
- 卡入式设计，轻松安装刷头
- 始终了解何时需要更换。始终获得有效清洁。

### For exceptional gum care

- 短短两周内改善牙龈健康

### For exceptional plaque removal

- 使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，清除多达 7 倍的牙菌斑\*


## 产品亮点

### 清除多达 7 倍的牙菌斑



使用我们的 InterCare 齿间呵护牙刷头，在 2 周内即可改善牙龈健康。超长刷毛有助于去除难以触及的区域和牙缝更多的牙菌斑，获得健康牙龈。

### 超长刷毛



InterCare 齿间呵护牙刷头具有加长、密集排列的优质刷毛，可去除藏匿于牙缝深处的牙菌斑。经临床证明，只需使用两周即可减少牙龈出血和发炎。

### BrushSync™ 模式配对



通过 BrushSync™ 模式配对功能，您将始终获得尽可能理想的清洁效果\*\*。InterCare 刷头与支持 BrushSync™ 的飞利浦 Sonicare 牙刷柄同步\*\*，选择理想的刷牙模式和强度级别，带来非同凡响的清洁效果。您要做的就是开始刷牙。

### 刷头更换



刷头使用 3 个月后将变差，但是有了 BrushSync™，您就会在这种情况下发生之前得到提醒。智能牙刷会跟踪刷牙力度，并在需要更换时通知您。还没有飞利浦 Sonicare 智能牙刷？只需观察蓝色的替换刷毛，当它们变白时，您就知道该换新刷头了。

### 轻松卡入



除了 PowerUp Battery 和 Essence 之外，InterCare 刷头可适用于任何飞利浦 Sonicare 牙刷柄。只需卡入和松脱，便可轻松替换和清洗。

### 飞利浦的声波技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

### 放心刷牙



所有飞利浦 Sonicare 刷头都可安全柔和地作用于牙齿和牙龈。测试过程中，每个刷头都要通过测试，确保您每次刷牙时它都经久耐用且效果出色。

# 规格

## 设计和外观

颜色: 白色  
刷毛硬度: 中等  
提示型刷毛: 蓝色刷毛逐渐褪色  
规格: 标准

## 兼容性

牙刷头系统: 卡入式  
BrushSync 模式配对  
适用型号: 2 系列牙菌斑防御型, 2 系列牙菌斑抵御

型, 3 系列牙龈健康型, 钻石亮白型, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, 致臻护齿型, 致臻护齿型 (已连接), 深层净护型, 儿童, 健康净白型, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

## 包含

刷头: 3 支 i InterCare 标准牙刷头

## 质量和性能

替换: 每隔 3 个月  
经过测试: 带来理想使用效果

## 健康益处

去除牙菌斑: 清除多达 7 倍的牙菌斑\*  
牙龈健康: 两周内改善牙龈健康

