



Philips VisaCare  
Ersatzaufsatz, täglich

Strahlende, gesund aussehende  
Haut

Alle Hauttypen  
Für die tägliche Anwendung  
Alle 2 Monate austauschen

SC6895/01

Aufsatz f. tägl. Gebrauch für strahlende, gesund aussehende Haut

nur zur Verwendung mit Philips VisaCare

Solange Sie jung sind, erneuert sich Ihre Haut schnell, ist straff und strahlt. Nach und nach verlangsamt sich die Erneuerung jedoch. Daher haben wir VisaCare Prestige entwickelt: die Lösung zur Hautverjüngung, die speziell für nachlassende Straffheit und einen müden Teint entwickelt wurde.

#### **Einfache Bedienung**

- Leichtes Anbringen des Ersatzaufsatzes
- Für optimale Ergebnisse alle zwei Monate austauschen
- Aufsatz f. tägl. Gebrauch kann für optimale Ergebnisse jeden Tag verwendet werden

#### **Sanft auf der Haut**

- 150.000 Kristallpartikel entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen
- Für alle Hauttypen geeignet

#### **Aufsatz f. tägl. Gebrauch für strahlende, gesund aussehende Haut**

- Stimulation der Hautoberfläche für strahlende, gesund aussehende Haut

**PHILIPS**


Ersatz Aufsatz, täglich

Strahlende, gesund aussehende Haut Alle Hauttypen, Für die tägliche Anwendung, Alle 2 Monate austauschen

SC6895/01

## Besonderheiten

### Strahlende, gesund aussehende Haut



150.000 Kristallpartikel entfernen sanft abgestorbene Hautschüppchen. Die Stimulation der Hautoberfläche verbessert die Durchblutung für eine gesunde, jugendfrisch strahlende Haut. Dieser Aufsatz ist für den täglichen Gebrauch geeignet. 86 % der Frauen bestätigen\*: "Meine Haut sieht jugendlicher aus".

### Sanfte Hauterneuerung




Die Kristallpartikel an der Spitze sind sanft zur Haut, da Sie bis zu 20 Mal kleiner sind als herkömmliche Peeling-Partikel.

### Aufsatz f. tägl. Gebrauch kann jeden Tag verwendet werden



Erzielen Sie sofortige Ergebnisse mit nur einer 5-minütigen Behandlung täglich mit dem Aufsatz für den täglichen Gebrauch.

### Für alle Hauttypen geeignet



Kann für alle Hauttypen verwendet werden, selbst für empfindliche Haut.

### Einfaches Austauschen



Einfache Aufstecktechnik, passt auf alle VisaCare Geräte.

### Alle 2 Monate austauschen

Für optimale Ergebnisse alle zwei Monate austauschen.

## Daten

### Benutzerfreundlichkeit

- Kompatibel mit: Philips SC6220, Philips SC6240, Philips SC6250
- Pflege: Unter klarem Wasser abspülen
- Austausch: Leichtes Aufsetzen
- Empfehlung für den Austausch: Alle 2 Monate



Ausstellungsdatum  
2024-01-04

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 72301 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Unabhängiges Ergebnis eines Tests mit 51 Kundinnen durch eine unabhängige Agentur im Jahr 2015