


Philips VisaCare
Ersatzaufsatz

Sensitive

SC6890/01



Ersatzaufsatz sensitiv

Nur zur Verwendung mit Philips VisaCare Mikrodermabrasion: Die Kombination aus Peeling und Vakuummassage regt sanft die Zellerneuerung Ihrer Haut an und mindert die ersten Anzeichen der Hautalterung – und das ganz bequem zu Hause.

Einfach zu ersetzender Peelingaufsatz

- Leichtes Aufsetzen

Sensitiver Mikrodermabrasionsaufsatz

- Peelingaufsatz für schonende Behandlung
- Austausch alle 6 Monate

PHILIPS

Daten

Vorteile

- Hauttyp: Für empfindliche Haut

Benutzerfreundlichkeit

- Pflege: Unter klarem Wasser abspülen, mit Seife

- und Bürste
- Kompatibel mit: Philips SC6220, Philips SC6240
- Austausch: Leichtes Aufsetzen
- Empfehlung für den Austausch: Alle 6 Monate

Besonderheiten

Sensitive Mikrodermabrasion

Empfohlen am Anfang der Mikrodermabrasions-Anwendung oder für Frauen mit empfindlicher Haut bzw. wenn die Haut empfindlicher auf saisonale oder hormonelle Änderungen reagiert. Entwickelt mit Dermatologen, für den Gebrauch zu Hause geeignet. Wenn Sie einen neuen Aufsatz verwenden, beginnen Sie immer mit einer begrenzten Anzahl an Wiederholungen, um die Haut an die intensivere Anwendung zu gewöhnen.*

Einfach aufzusetzen

Einfach aufzusetzen und kompatibel mit Philips SC6220 und SC6240.

Austausch alle 6 Monate

Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Peelingaufsatz alle sechs Monate auszutauschen.



Ausstellungsdatum
2024-01-04

Version: 8.8.1

EAN: 87 10103 67522 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Im Vergleich zu einem Aufsatz, der sechs Monate lang zweimal pro Woche verwendet wurde.