



**Philips Lumea for Men  
IPL-  
Haarentfernungssystem**

Verhindert das Nachwachsen von  
Haaren

Mit SmartSkin Sensor  
Akku- und Netzbetrieb



**BG9041/00**

## Dauerhafte Haarentfernung

mit Intense Pulsed Light-Technologie (IPL)

Philips Lumea verwendet die Intense Pulse Light-Technologie (IPL) für die sichere und langfristige Haarentfernung. Diese effiziente Innovation, die auch in professionellen Salons verwendet wird, verhindert das Nachwachsen der Haare an der Wurzel und ist ideal für die Verwendung zu Hause geeignet.

### **Maximale Freiheit, minimaler Aufwand**

- SmartSkin Sensor mit 5 Einstellungen
- Akku- und Netzbetrieb
- Eine Haarentfernungslösung ohne versteckte Kosten

### **Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie**

- Professionelle Haarentfernungstechnologie für zu Hause
- Für den sicheren Gebrauch am ganzen Körper
- IPL-Haarentfernung für Männer
- Langanhaltend glattere Haut
- Behandelt effizient große Bereiche
- Haarentfernung für unterschiedliche Haar- und Hauttypen

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Dauerhafte Haarentfernung

Weise aus und Sie bemerken einen langsameren Nachwuchs 3. Verwenden Sie Lumea nach dem ersten Behandlungszyklus einmal alle 4 bis 8 Wochen, um glatte Ergebnisse zu erzielen.


Philips Lumea for Men wurde gemeinsam mit Hautexperten und Dermatologen entwickelt und nutzt innovative lichtbasierte Technologie (IPL), um den Wachstumszyklus eines Haars zu durchbrechen. Eignet sich für den sicheren Gebrauch zu Hause. Eine Behandlung inaktiviert sanft Ihre Haarfollikel, sodass Sie länger haarfrei bleiben.

## Körperbereiche für die Anwendung



Philips IPL for Men wurde mit führenden Dermatologen für die sichere, effiziente und sanfte Anwendung an den Armen, unter den Achseln, an den Schultern, am Bauch, im Schambereich (mit Ausnahme des Hodensacks), an den Beinen, an der Brust und am Rücken entwickelt.

## So wenden Sie Lumea an



1. Wenden Sie Philips Lumea bei den ersten 4 bis 5 Behandlungen alle 2 Wochen im gewünschten Bereich an 2. Zwischen den Behandlungen fallen die Haare auf natürliche

## Genießen Sie das sichere Gefühl




Philips Lumea nutzt eine innovative, auf Licht basierende Technologie namens IPL, um den Haarwachstumszyklus zu unterbrechen. Dabei werden sanfte Lichtblitze auf die Haarwurzeln angewendet. Dies führt nach mehreren Behandlungen dazu, dass die Haarfollikel nicht mehr aktiv werden.

## SmartSkin Sensor



Tipps zu automatischen Einstellungen basierend auf dem eigenen Hautton.

## Slide & Flash Modi



IPL-Haarentfernung für Männer verfügt über ein großes Behandlungsfenster von 4,1 cm<sup>2</sup>. Der Slide & Flash-Modus ermöglicht eine schnelle Behandlung großer Körperpartien.

## Akku- und Netzbetrieb



Philips Lumea for Men ist ein IPL-Gerät, das für umfassenden Komfort entwickelt wurde. Es kann kabellos verwendet werden, um volle Bewegungsfreiheit zu ermöglichen oder für eine Behandlung ohne Unterbrechung an das Stromnetz angeschlossen werden.

## Geeignete Haar- und Hauttypen



Philips Lumea ist ein Haarentfernungsgesetz für Männer. Es funktioniert auf verschiedenen Hauttönen von sehr weiß (I) bis hin zu dunkelbraun (V). Wie auch andere lichtbasierte Behandlungsmethoden, ist Philips Lumea NICHT für die Behandlung von roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren sowie für sehr dunkle Haut (Hauttyp VI) geeignet.

## Keine Ersatzteile notwendig



Philips Lumea ist eine Komplettlösung für zu Hause, die sofort einsatzbereit ist. Keine Nachfüll-Kartuschen oder Gels erforderlich.

# Daten

## Technische Daten der Aufsätze

- Aufsatz zur Behandlung am Körper: Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Form: konvex geschwungen, Lichtenergie: 22,96 J, Lichtspektrum > 565 nm

## Artikel enthalten

- Gebrauchsanweisungen: Bedienungsanleitung
- Adapter: 19,5 V/4.000 mA

## Anwendungsbereiche

- Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

## Sicherheit und anpassbare Einstellungen

- Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht
- 5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar
- Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

- Hautsensor: Erkennt Ihren Hautton
- SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

## Anwendungsmodus

- Slide and Flash: Für eine schnelle Anwendung
- Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Mit Kabel und kabellos verwendbar
- Manuell und automatisch: Für die Behandlung kleiner Bereiche

## Leistung

- Stromspannung: 100 bis 240 V

## Technische Daten

- High Performance-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse

## Service

- Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung



Ausstellungsdatum  
2023-09-21

Version: 1.1.2

EAN: 87 10103 90359 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)