



Philips VisaCare
Mikrodermabrazija

Odos paviršiaus jauninimo
procedūros
su jautriu ir įprastu antgaliu

SC6240/01

Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda

su „Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema

Pagyvinkite odą ir išlaikykite jos natūralią jaunatvišką išvaizdą pasitelkę „VisaCare Dual Action Air Lift & Exfoliation“ sistemą. Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.

Mikrodermabrazijos technologija

- „Air Lift“ sistema švelniai skatina mikrocirkuliaciją
- Šveičiamasis antgalis skatina ląstelių atsinaujinimo procesą
- „DualAction Air Lift & Exfoliation“ sistema

Paprasta naudoti

- Tik 5 min. trukmės procedūra, du kartus per savaitę
- Įkraukite per naktį po 3 savaičių naudojimo
- Naudojimas be laido

Tvirtesnė, jaunatviškesnė oda

- Spindinti, lygesnė ir stangresnė oda vos per 4–6 savaites
- Jaunatviškai atrodančiai odai

Klinikiniais tyrimais įrodyta, jog skutą saugiai ir švelniai

- Sukurta bendradarbiaujant su mokslininkais ir dermatologais
- Visiems odos tipams
- Salonuose naudojama technologija, sukurta saugiai ir patogiai naudoti namuose


PHILIPS

Ypatybės

Jaunatviškesnė

„Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema stimuliuojamas odos paviršiaus jauninimo procesas, oda tampa stangresnė, lygesnė ir akivaizdžiai spindinti.

Akivaizdūs rezultatai




93 % tyrime dalyvavusių moterų nurodė akimirksniu pajutusios, kad jų oda lygesnė. 84 % sutiko, kad jų oda atrodo labiau spindinti, o 84 % pastebėjo, kad jų oda atrodo sveikiau*.

„DualAction“ sistema




Masažuoja odą, skatina kraujotaką ir šalina negyvas odos ląsteles – taip sudaromos sąlygos ląstelėms atsinaujinti natūraliai.

„Air Lift“ sistema




Vakuuminis masažas intensyviai skatina mikrocirkuliaciją. Oda yra švelniai pakeliama ir įtempta, masažuojami gilesni sluoksniai. Padidėja kraujo pritekėjimas, todėl paviršiniai audiniai geriau aprūpinami deguonimi ir maistingosiomis medžiagomis. Spindinčiai odai. „VisaCare“ sukurta švelniai įtempti odą ir skatinti kolageno ir elastino gamybą. Stangresnė oda vos per 4–6 savaites.

Šveičiamasis antgalis



Šveičiamasis antgalis švelniai pašalina viršutinį odos sluoksnį ir pastorinę epidermį (antrą odos sluoksnį), todėl oda yra lygesnė ir atrodo švytinti. Juo švelniai ir efektyviau nei rankomis pašalinamas šiurkštumas ir pleiskanojimas. Skatinamas ląstelių atsinaujinimas. Stangresnė oda vos per 4–6 savaites.

Visiems odos tipams




„VisaCare“ švelnumas įrodytas klinikiniais tyrimais. Prietaisas turi du antgalius (jautrų ir įprastą), skirtus skirtingo jautrumo odai. „Philips“ odos priežiūros ekspertai visada pasiruošę jums padėti, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Sukurta su odos priežiūros ekspertais

„Philips VisaCare“ naudoja mikrodermabrazijos technologiją, kuri itin populiari profesionaliuose grožio salonuose. „Philips“ pritaikė šią technologiją taip, kad ją galėtumėte naudoti namuose saugiai ir patogiai. „Philips VisaCare“ sukurta bendradarbiaujant su mokslininkais ir dermatologais.

5 min. trukmės procedūra



Rezultatus pamatykite iškart, atlikdami vos 5 min. procedūras du kartus per savaitę. Lygi ir sveika oda!

Specifikacijos

Nauda

- Negyvų odos ląstelių pašalinimas: naudojant šveičiamąjį antgalį
- Mikrocirkuliacijos skatinimas: su „Air Lift System™“
- Epidermio sustiprinimas: dėl abrazyvinės sistemos
- Odos priežiūros kremai: – geresnis sugėrimas, Patvirtino 87 % naudotojų

Lengva naudoti

- Belaidė: iki 6 naudojimū neįkrovus
- Baterijos indikatorius: šviečianti piktograma
- Pritaikomi antgaliai: Normaliai ir jautriai odai
- Patogu naudoti: Ergonomiškas ir elegantiškas dizainas
- Išskirtinis ir patogus stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Maitinimas

- Įtampa: 100-240 V

- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Maitinimo sistema: Įkraunama baterija
- Veikimo laikas: 6 naudojimai po 5 min.

Pridėti priedai

- Valymo šepetys: „VisaCare“ valymo patarimai
- Naudojimo instrukcijos: Naudotojo vadovas
- Pritaikomi antgaliai: Normaliai ir jautriai odai
- Maitinimo adapteris: 100–240 V adapteris
- Laikymo krepšys: Laikant ir keliaujant
- Išskirtinis ir patogus stovas: Krovimo ir laikymo stovas

Techninė priežiūra

- Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Taikymo sritys

- Veidas ir kaklas



Išleidimo data 2022-06-18

Versija: 4.2.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Nepriklausomų tyrimų rezultatai su 75 naudotojais po 4 savaičių procedūrų, JK, 2014 m.