



Philips RéAura  
Лазерное омоложение  
кожи

SC5000/00

## Революционная антивозрастная технология

### Видимые результаты

Лазерное омоложение кожи Philips RéAura — революционная антивозрастная программа, которая поможет сделать Вашу кожу сияющей за 8 недель. В основе программы лежит лазерная технология Fraxel<sup>®</sup>, которая стимулирует естественный процесс обновления клеток и борется с несколькими признаками старения.

#### **Эксклюзивные консультации по уходу за кожей от экспертов Philips**

- Получите эксклюзивные консультации у экспертов Philips по уходу за кожей

#### **Интерактивное руководство Моя RéAura для наилучших результатов**

- Следите за улучшением состояния вашей кожи при помощи календаря процедур MyRéAura
- Создайте персональный план программы
- Узнайте мнение других пользователей в сообществе MyRéAura

#### **Для использования Philips RéAura достаточно три простых шага**

- Шаг 3. Нанесите увлажняющий крем
- Шаг 1. Нанесите гель.
- Шаг 2: Используйте прибор для лазерного омоложения

#### **Видимые результаты, подтвержденные дерматологами\***

- Выравнивает тон кожи — 83%\*\*\*
- Сокращает количество морщин — 81%\*\*

# PHILIPS

## Особенности

### Сокращает количество морщин — 81%\*\*



Philips RéAura стимулирует выработку коллагена, способствующего сокращению мелких морщин, например, вокруг глаз и рта, а также на щеках.\*\* Отмечено дерматологами у 81% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Выравнивает тон кожи — 83%\*\*\*



Philips RéAura выравнивает тон кожи и заметно сокращает количество возрастных пигментных пятен и веснушек.\*\*\* Отмечено дерматологами у 83% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Разглаживает текстуру кожи — 86%\*\*\*




Philips RéAura стимулирует процесс обновления клеток в глубоких слоях кожи, разглаживая ее текстуру.\*\*\* Отмечено дерматологами у 86% пользователей (из 64 человек) через 12 недель применения в домашних условиях. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.

### Команда экспертов Philips по уходу за кожей

Команда экспертов Philips по уходу за кожей рада поделиться своим многолетним опытом в сфере косметологии. Наши эксперты помогут создать персональный план программы, разобраться в результатах оценки состояния кожи и ответят на вопросы по использованию прибора RéAura. Связаться с ними можно по телефону, электронной почте и через сайт Моя RéAura.

### Персональный план программы



Программа Моя RéAura включает оценку состояния кожи, которая позволяет определить персональные цели программы именно для вас. Оценка можно провести на сайте [www.philips.ru/myreaura](http://www.philips.ru/myreaura). Команда экспертов Philips по уходу за кожей всегда готова помочь вам оценить состояние кожи. Просто позвоните!

### Узнайте мнение других пользователей

Сообщество Моя RéAura — уникальный ресурс для общения пользователей RéAura. Здесь вы можете обратиться к другим пользователям, поделиться своими впечатлениями и ознакомиться с различными мнениями об эффективности программы.

### Следите за улучшением состояния вашей кожи

Календарь процедур Моя RéAura — отличный способ следить за выполнением плана программы и улучшением состояния кожи.

### Гель

Нанесение геля — важная составляющая программы лазерного омоложения кожи Philips RéAura. Он обеспечивает оптимальный контакт и плавное скольжение прибора Philips RéAura по коже. Гель специально разработан для компании Philips создателями лазерной технологии Fraxel®. Без использования геля воздействие на кожу может быть неравномерным. Продукт прошел дерматологический контроль. Гипоаллергенный состав. Без отдушек. Не оказывает комедогенного воздействия (не закупоривает поры).

### Прибор для лазерного омоложения кожи

Во время процедуры тысячи микроскопических лазерных лучей проникают сквозь эпидермис и дерму. Это вызывает естественный процесс обновления клеток. Старые и поврежденные клетки кожи заменяются новыми, свежими клетками, которые содержат больше коллагена. Регулярные процедуры повышают количество коллагена и делают кожу более плотной. В результате текстура кожи становится более гладкой, а количество морщин сокращается. При этом также устраняются и пигментированные клетки кожи. В результате тон кожи выравнивается.

# Характеристики

## В комплекте

- Зарядное устройство: Универсальное зарядное устройство
- Инструкции по эксплуатации: Демонстрационный DVD-диск, Подробная инструкция по эксплуатации
- Карта памяти: Чехол

## Области применения

- Лицо и тело: Лицо, Шея, Грудь, Кисти, Руки

## Безопасные регулируемые настройки

- 3 уровня интенсивности: 1-й — для пробного применения, 2-й и 3-й — для самих процедур
- Блокировка от детей: Съёмный наконечник и блокировка от детей
- Защита глаз: Направить луч на глаза невозможно
- Защита от излишнего воздействия: При

чрезмерно длительном использовании блокируется на 24 часа

## Мощность

- Время зарядки: 60 минут, Первая зарядка: 3 часа
- Напряжение: 100–240 В
- Система питания: Аккумулятор
- Время работы: 1 зарядки достаточно для обработки всех частей тела

## Технические характеристики

- Класс лазера: 1М
- Тип лазера: Диод
- Длина выходной волны: 1435 нм

## Обслуживание

- Гарантия: Международная гарантия сроком на 2 года



Дата выпуска 2024-01-19

Версия: 7.1.1

EAN: 87 10103 58011 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Спустя 12 недель применения в домашних условиях при участии 64 пользователей. Оценка результатов проведена независимыми дерматологами на основании анализа фотографий до и после программы.