


Philips VisaCare  
Keičiamas antgalis

Sensitive

SC6890/01



## Keičiamas antgalis jautriai odai

Skirta naudoti tik su „Philips VisaCare“ mikrodermabrazijos sistema: patogiu naudoti namuose; šveitimas ir vakuuminis masažas švelniai skatina natūralų jūsus odos ląstelių atsinaujinimo procesą, atsiradus pirmiesiems veido senėjimo požymiams.

### Lengvai keičiamas šveičiamasis antgalis

- Lengvai įstatomas antgalis

### Mikrodermabrazijos antgalis jautriai odai

- Mikrodermabrazijos antgalis švelniai procedūrai
- Keiskite kas 6 mėnesius

**PHILIPS**

Keičiamas antgalis  
Sensitive

# Specifikacijos

## Nauda

- Odos tipas: Jautriai odai

## Lengva naudoti

- Suderinama su: „Philips“ SC6220, „Philips“ SC6240

- Valymas: Nuplaukite po tekančiu vandeniu, su muilu ir šepetėliu
- Pakeitimas: Lengvai įstatomas antgalis
- Rekomenduojama keisti: Kas 6 mėnesius

SC6890/01

# Ypatybės

## Mikrodermabrazijos antgalis jautriai odai

Rekomenduojama naudoti mikrodermabrazijos procedūras pradedančioms moterims, jautrią odą turinčioms moterims arba kai oda tampa jautresnė dėl sezoninių ar hormonų pokyčių. Sukurta dermatologų, todėl saugu naudoti namuose. Kai pradodate naudoti naują antgalį, visada pradėkite nuo riboto leistino fazių skaičiaus; leiskite odai priprasti, kad vėliau galėtumėte taikyti intensyvesnes procedūras.\*

## Lengvai įstatomas

Lengva pritvirtinti, suderinama su „Philips“ SC6220 ir SC6240.

## Keiskite kas 6 mėnesius

Geriausiams rezultatams pasiekti mikrodermabrazijos antgalį rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.



Išleidimo data 2022-06-18

Versija: 8.2.1

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* palyginti su antgaliu, kuris naudojamas du kartus per savaitę šešis mėnesius.