


Philips Sonicare
AirFloss Pro/Ultra –
міжзубний очищувач

із зубною щіткою

DiamondClean

з 1 насадкою та 1 насадкою для
щітки
Скляний зарядний пристрій,
футляр



HX8491/03

Здоровіші ясна за 2 тижні, гарантовано*

Створено для непослідовних користувачів зубної нитки

Для тих, хто не завжди використовує зубну нитку, AirFloss Pro/Ultra**** – це простий спосіб почати чистити між зубами. AirFloss Pro/Ultra можна використовувати з ополіскувачем для рота або водою. Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен.**

Покращує здоров'я ротової порожнини

- Клінічно доведено, що цей пристрій такий ефективний, як зубна нитка для здоров'я ясен**
- Видалення до 99,9% нальоту***
- Допомогає запобігти карієсним порожнинам між зубами
- Відбілювання зубів удвічі краще в порівнянні зі звичайною зубною щіткою

Забезпечує бездоганне чищення

- Насадка для зубної щітки DiamondClean для найкращого відбілювання Sonicare
- Створено для максимальних звукових коливань

Бездоганна технологія

- Високоєфективна насадка
- Технологія повітря та мікроструменя води
- Налаштування параметрів потрійного струменя


PHILIPS
sonicare

AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач із зубною щіткою DiamondClean з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки, Скляний зарядний пристрій, футляр

HX8491/03

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Відбілює зуби удвічі краще




Ця зубна щітка Philips Sonicare відбілює зуби у 2 рази краще, ніж звичайна зубна щітка, лише за 1 тиждень. Усуває до 100% більше пігментації для біліших зубів лише за 1 тиждень.

Максимальні звукові коливання




Насадки Philips Sonicare – важлива складова нашої основної технології високочастотних коливань щітки з великою амплітудою (понад 31 000 коливань щітки на хвилину). Наша незрівнянна звукова технологія передає імпульси від ручки до кінчика насадки для щітки. Це звукове коливання забезпечує динамічний рух рідини, що гарантує її потрапляння глибоко між зуби та вздовж лінії ясен для бездоганного, але лагідного чищення.

Видалення до 99,9% нальоту




AirFloss Pro/Ultra видаляє до 99,9% нальоту з оброблених ділянок.**

Технологія мікроструменя води



Клінічно доведені результати є можливими завдяки нашій унікальній технології, яка поєднує в собі промивання рота повітрям та водою, щоб потужно й легко чистити між зубами та вздовж лінії ясен.

Виробити здорову звичку легко



Чищення між зубами дуже важливе для загального здоров'я ротової порожнини. AirFloss Pro/Ultra – це простий спосіб глибшого чищення між зубами, що допомагає виробити здорову звичку.

Краще здоров'я ясен



Клінічно доведено, що Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra ефективний для здоров'я ясен, як зубна нитка.** Допомагає поліпшити стан здоров'я ясен всього за два тижні.

Очищення всього за 60 секунд



Завдяки пристрою AirFloss Pro/Ultra чищення всього рота займає менше 60 секунд на день. Просто виберіть частоту струменя (одинарний, подвійний або потрійний) та утримуйте кнопку активації для безперервних автоматичних струменів або натисніть і відпустіть для ручного режиму струменя.

Допомагає запобігти карієсним порожнинам



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra лагідно усуває наліт, пропущений під час чищення, та допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин у проміжках між зубами.

Високоєфективна насадка



Нова високоєфективна насадка AirFloss Pro/Ultra підсилює потужність наших технологій повітря та мікроструменя води для більшої ефективності, ніж будь-коли.

AirFloss Pro/Ultra – міжзубний очищувач із зубною щіткою DiamondClean з 1 насадкою та 1 насадкою для щітки, Скляний зарядний пристрій, футляр

HX8491/03

Специфікації

Потужність

- Напруга: Зарядний пристрій для різної напруги

Технічні характеристики

- Батарея: Можна заряджати
- Тип батареї: Літій-іонна
- Час заряджання: 24 години для повного заряду

Конструкція та покриття

- Колір: Чорний

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки обмеженої гарантії

Простота у користуванні

- Індикатор батареї: Індикатори на ручці відображають рівень заряду
- Ручка: Тонка ергономічна конструкція
- Дисплей: Дисплей із підсвіткою
- Система насадок для щітки: Прості знімні насадки для щітки
- Ресурс батареї: 1–3 тижні****
- Встановлення насадки: Легко встановлюється і знімається

Елементи в комплекті

- Насадки для щітки: 1 стандартна DiamondClean
- Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1
- Дорожній футляр: Дорожній зарядний пристрій USB

- Ручка: 1 DiamondClean
- Скляний зарядний пристрій: 1
- Ручка AirFloss Pro/Ultra: 1
- Насадка AirFloss Pro/Ultra: 1

Ефективність чищення

- Швидкість: До 31 000 рухів щітки/хв.
- Переваги для здоров'я: Чистить усю ротову порожнину за 60 секунд, Покращення здоров'я ясен за 2 тижні*
- Ефективність: Видалення до 99,9% нальоту**
- Клінічно підтвержені результати: Такий же ефективний, як і зубна нитка, для покращення здоров'я ясен, для зменшення нальоту, для зменшення кровоточивості ясен
- Власні налаштування: Автоматичний чи ручний режим подачі струменів, Одинарний, подвійний або потрійний струмінь***
- Для кращих результатів: Заміняйте насадку кожні 6 місяців
- Переваги відбілювання: Відбілювання зубів удвічі краще*
- Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Режими

- Чищення: Для виняткового щоденного чищення
- Білий: Усуває поверхневі плями
- Турбота про ясна: Лагідно масажує ясна
- Польська: Відбілювання і полірування зубів
- Чутливий режим: Лагідне чищення зубів та ясен



Дата випуску 2024-01-09

Версія: 5.0.2

EAN: 87 10103 81886 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

* або відшкодування вартості товару

** * у разі застосування разом із звичайною зубною щіткою та антимікробним полосканням рота у пацієнтів із легким та середнім рівнем запалення ясен; іригатор AirFloss призначений допомогти непослідовним користувачам зубної нитки виробити здорову щоденну звичку для чищення міжзубних проміжків.

Докладнішу інформацію шукайте у розділі «Питання та відповіді» у вкладці підтримки.

*** З оброблених ділянок; у лабораторному дослідженні фактичні показники стану рота можуть відрізнятися

**** AirFloss Ultra та Pro – це той самий виріб, який може мати різні назви залежно від країни та каналу.

***** залежно від вибраного режиму струменя