




Philips AirFloss
ソニックアー エアー
フロス

ノズル 2 本付属



HX8254/70

歯間洗浄がより早く、より簡単に。

たった 30 秒 *1 で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨きのみに比べて歯垢を除去 *2 し、歯間の虫歯予防を助けます。

たった 30 秒で歯間スッキリ。手磨きと併用することにより、手磨きのみに比べて歯垢を除去し、歯間の虫歯予防を助けます。(*1,*2)

Improves oral health

- 歯間の歯垢を効果的に除去
- 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。* 手磨きと同様
- 歯間の虫歯予防を助ける

Achieve a 30-second clean

- たった 30 秒でお口全体を洗浄
- 当てて、押して、洗浄。

Easy to use

- 空気とミクロの水滴を用いた独自技術
- 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
- ノズルを正確に配置できるガイドチップ

Helps build a healthy habit

- 歯間洗浄を推進する簡単な方法

PHILIPS


特長

空気とミクロの水滴を用いた独自技術



エアーフロスでは、空気とミクロの水滴を用いた独自技術で、加圧された空気と水またはマウスウォッシュを歯に噴射します。ワンタッチの作動ボタンは、マウスクリックと同じくらいシンプルです。

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用后、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。


30 秒で歯間洗浄



エアーフロスは、たった 30 秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに 1 回噴射さ

れるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は 1 秒ごとに噴射されます。

歯ぐきの健康を推進



ソニックケアエアーフロスは、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。

水タンクへの給水が簡単



ハンドルの水タンクに洗浄用マウスウォッシュまたは水を補給、歯間を狙って噴射します。タンクには 2 回分の液体が入ります。

ガイドチップ




スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

虫歯予防を助ける



ソニックケアエアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

歯間の歯垢を効果的に除去



歯間の歯垢を効果的に除去

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

狭い場所でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。

仕様

電源

- 対応電圧: 100-240V (海外電圧対応)

仕様

- 使用時間: 6 ヶ月に一度ノズルを交換
- 充電機: 充電式
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機
- 充電時間: ニッケル水素充電機

デザイン仕様

- カラー: ホワイト / グリーン

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: 充電機残量が低下すると

点灯

- ハンドル: スリムなデザイン
- ノズル装着方式: はめ込み式
- 充電機残量: 約 2 週間

内容

- エアーフロスハンドル: 2
- 充電機: 海外使用対応充電機 2 台
- エアーフロスノズル: 2
- ノズルホルダー: 1

洗浄性能

- ノズル: 性能を維持するために、6 ヶ月ごとに交換してください
- 健康上の利点: 歯垢を除去
- 性能: 歯垢を除去
- 自動連続噴射機能: 30 秒でお口全体を洗浄



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-06-23

バージョン: 5.0.3

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* 手磨きだけの場合と比較