

PHILIPS

充电式声波震动牙刷

ExpertResults 7000

内置压力传感器

3 种模式、3 种强度

2 种 BrushSync 功能

旅行收藏盒



HX7533/01



从使用第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白。 去除多达 10 倍的牙菌斑*

采用创新声波技术，有 3 个理由让您绽放笑容。从使用第一天开始，令牙齿更洁白，笑容更灿烂。ExpertResults 7000 可去除多达 10 倍的牙菌斑，减少高达 5 倍的牙龈出血情况*。让您整天露出洁白笑容。

Proven to improve oral health

- 安全且柔和地清洁敏感部位、牙齿矫正和口腔治疗的部位。
- 从第 1 天开始，令牙齿更加自然洁白
- 减少高达 5 倍的牙龈出血情况*
- 清除多达 10 倍的牙菌斑

Designed around you

- 旅行可轻松携带

Innovative technology

- 提醒您是否用力过猛
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 连接智能刷柄和智能刷头
- 始终了解何时更换您的刷头

Optimize your brushing

- 刷头选择最佳模式和强度
- 三种模式、三种强度设置

产品亮点

令牙齿更加自然洁白



选择钻石亮白型刷头，去除牙齿表面污渍，露出洁白笑容，效果是第 1 天的两倍以上。去渍刷毛密集排列在刷头中央，临床证明，只需短短一周，即可亮白牙齿。

告别牙菌斑



排列紧密的高质量刷毛可比手动牙刷去除多达 10 倍的牙菌斑，范围覆盖所有牙齿区域。同时，特殊弯曲的仪器头可轻松清洁口腔深处。

提升牙龈健康



密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可减少高达 5 倍的牙龈出血情况，同时在 2 周内比手动牙刷提升高达 6 倍的牙龈健康。

安全且柔和



您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

监控您的刷牙力度



用力过猛会损坏您的牙齿和牙龈。为了防止此情况，飞利浦 Sonicare ProtectiveClean 会发出轻微的脉冲音，以提醒您减轻压力。

刷牙方式由您决定



这款牙刷可以定制刷牙模式，有三种模式和三种强度可供选择。清洁模式为您提供标准卓越的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您可以轻柔按摩牙龈。强度调节允许您在“高”“中”“低”三种强度中切换。

BrushSync 技术



支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

模式和强度配对



想知道您应使用哪种模式和强度？无需再犹豫。BrushSync 模式配对会告知智能刷柄您使用的是哪种智能刷头。因此，如果您卡入牙龈保健刷头，您的牙刷知道应为您选择哪种优化模式和强度。您只需按下电源按钮即可完成操作。

BrushSync 刷头更换提醒



随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

规格

功率

电压: 110-220 伏

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 银色

服务

保修: 2 年全球保修

操作简易

牙刷柄兼容性: 便捷的卡入式刷头

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

刷头识别: 与匹配的模式同步

刷牙时间: 长达 2 周

更换提醒: 始终确保卓越效果, 提醒图标亮起

包含

刷头: 2 个智臻洁净刷头 (C3), 1 个钻石亮白型刷头

旅行收藏盒: 2

充电器: 2

手柄: 2 个 ExpertResults 7000

清洁效能

健康益处: 短短两周内提升牙龈健康, 有助于减少蛀牙

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

美白益处: 1 周内实现牙齿美白

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

压力反馈: 可提示用户的振动手柄

模式

3 种强度: 低, 中等, 高

清洁: 实现卓越的每日清洁

护龈: 轻柔按摩牙龈

亮白: 清除表面牙齿色斑

BrushSync 模式配对

C3 智臻牙菌斑控制刷头: 与清洁模式配对

钻石亮白型刷头 (W): 与亮白模式配对

精锐感知科技

BrushSync 刷头更换提醒: 始终了解, 何时更换刷头

智能力度感应: 刷牙太过用力时提醒

BrushSync 技术: 连接智能刷柄和, 智能刷头

