

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents sonore  
électrique avec application

DiamondClean Smart

Tuteur personnalisé

Capteurs intel. de tête de brosse

Recon. intelligente de tête de  
brosse

5 modes, 3 niveaux d'intensité



HX9985/18



## Un système complet pour une bouche plus saine

Notre meilleure brosse à dents dotée de capteurs intelligents

Offrez-vous un nettoyage optimal avec DiamondClean Smart. Éliminez tout doute grâce à la rétroaction en temps réel et le tuteur personnalisé, qui favorisent des dents et des gencives plus saines, un meilleur blanchiment et une haleine plus fraîche. C'est plus qu'une simple brosse à dents - c'est une solution complète de soins bucco-dentaires.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Profitez d'une haleine durablement fraîche
- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines\*\*\*\* en seulement 2 semaines
- Tête de brosse tout-en-un pour un entretien complet

### Suivi personnalisé via l'application pour se perfectionner

- Vous encourage à repasser sur les zones négligées, pour un brossage à 100 %
- Vous alerte lorsque vous appuyez trop fort
- Prenez plus soin des zones problématiques
- Brossage guidé et indication des zones oubliées
- Vous aide à moins froter

### Optimisez votre brossage

- Les têtes de brosse sélectionnent automatiquement les réglages optimaux
- Faites votre choix parmi 5 modes et 3 réglages d'intensité
- Pour une tête de brosse offrant une efficacité optimale
- Étui de transport de qualité supérieure et verre chargeur


# Caractéristiques

## Tête de brosse tout-en-un de qualité supérieure



Nettoyez sans faire de compromis avec la tête de brosse tout-en-un A3 Premium. La meilleure de nos brosses à dents est dotée de poils inclinés pour éliminer jusqu'à 20 fois plus de plaque, même dans les zones difficiles d'accès\*. Les pointes triangulaires éliminent jusqu'à 100 % plus de taches en moins de deux jours\*\*\*. Et les poils plus longs nettoient en profondeur pour obtenir des gencives 15 fois plus saines en seulement deux semaines\*\*. Tout cela sans changer de tête de brosse. Saviez-vous que les têtes de brosse deviennent moins efficaces après 3 mois d'utilisation? Notre fonction BrushSync™ peut vous prévenir lorsqu'il est presque temps de la remplacer.

## Prenez soin de vos gencives




Enclenchez la tête de brosse G3 Premium Gum Care pour améliorer la santé de vos gencives. Avec sa petite taille et ses poils ciblant le rebord des gencives, elle vous offre un nettoyage délicat, mais efficace, tout le long du rebord gingival, là où commencent les maladies des gencives. Elle a fait ses preuves en clinique : elle permet de réduire jusqu'à 100 % l'inflammation des gencives\*\*\*\* et améliore jusqu'à 7 fois la santé des gencives en seulement deux semaines\*\*\*\*.

## Brosse-langue TongueCare+




Clipsez le brosse-langue TongueCare+ pour éliminer en douceur les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs qui se trouvent sur votre langue. Ses 240 microbrins spécialement conçus épousent toutes les irrégularités de votre langue afin d'éliminer les bactéries et autres dépôts sources de mauvaise haleine. Utilisez-le avec notre spray pour la langue antibactérien BreathRx, pour un nettoyage optimal et une haleine ultra-fraîche.

## Zones à surveiller et définition d'objectifs




Votre dentiste vous a peut-être indiqué des zones problématiques ? Nous les mettrons en surbrillance sur la carte dentaire 3D de l'application, et nous vous rappellerons d'y faire plus attention.

## Ne manquez jamais une zone



L'application Philips Sonicare vous permet de savoir quand vos dents sont parfaitement brossées. Elle vous apprend à réaliser un brossage plus consciencieux et mieux réussi.

## Trop de pression ?




Vous n'avez peut-être pas conscience de vous brosser les dents trop fort, mais heureusement, votre DiamondClean Smart veille. En cas de pression excessive, l'anneau lumineux au bout du manche clignote pour vous rappeler de moins appuyer et de laisser la tête de brosse faire le travail. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les avait aidés à mieux se brosser les dents.

## Simplicité



Laissez la brosse à dents électrique faire le travail. Nous avons intégré un capteur de mouvements dans le manche qui vous rappelle de moins frotter. Il vous permet d'améliorer votre technique, pour un brossage plus doux et plus efficace.

## Fonction Retouche



S'il vous arrive de négliger une zone lorsque vous vous brossez les dents, la fonction Retouche vous prévient. Il vous suffira ensuite de la nettoyer de nouveau, pour avoir l'assurance d'un brossage complet, à chaque fois.

# Spécifications

## Connectivité

**Technologie sans fil Bluetooth®** : Application de brossage connectée

## Alimentation

**Tension**: 110-220 V

## Spécificités techniques

**Batterie**: Rechargeable  
**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)**: 14 jours\*\*\*\*  
**Type de batterie**: Lithium ION

## Design et finition

**Couleur**: Noire

## Entretien

**Garantie**: Garantie 2 ans

## Compatibilité

**Compatibilité Android**: Téléphones Android, Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0  
**Compatibilité iOS**: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur

## Facile d'utilisation

**Manche**: Design ergonomique ultracompact  
**Indicateur d'autonomie**: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie  
**Compatibilité du manche**: Têtes de brosse faciles à clipser

**Afficheur**: Écran lumineux

**Reconnaissance de la tête de brosse**: Se synchronise avec le mode optimal

**Indicateur de remplacement**: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

## Accessoires inclus

**Têtes de brosse**: 2 A3 Premium tout-en-un, 1 G3 Premium Gum Care, 1 brosse-langue TongueCare+  
**Housse de voyage**: Coffret de voyage haut de gamme  
**Manche**: 1 DiamondClean Smart  
**Verre de charge**: 1

## Performances de brossage

**Bénéfices santé**: Des gencives jusqu'à 15 fois plus saines\*\*

**Vitesse**: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Performances**: Élimine jusqu'à 20 fois plus de plaque dentaire\*

**Minuteur**: BrushPacer et SmarTimer

**Efficacité blancheur**: Jusqu'à 100 % de taches en moins\*\*\*

**Indicateur de pression**: Anneau lumineux violet, Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

**Retouche**: Garantit un brossage à 100 %

## Modes

**Clean**: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**3 réglages d'intensité**: Faible, Moyen, Fort

**Deep Clean+**: Pour un nettoyage en profondeur vivifiant

**Gum Health**: Apporte une attention particulière aux molaires

**TongueCare+**: Pour une haleine fraîche de longue durée

**White+**: Pour éliminer les taches de surface

## Sélection des modes BrushSync

**C3 Premium Plaque Defense**: Sélection du mode Clean

**Tête de brosse G3 Premium Gum Care**: Sélection du mode Gum Health

**Tête de brosse W3 Premium blanche**: Sélection du mode White+

**Brosse-langue TongueCare+**: Possibilité de mode TongueCare

## Technologie de capteur intelligent

**Capteur de pression**: Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort

**Capteur de position**: Surveille et améliore l'étendue du brossage

**Capteur de mouvements**: Vous aide à moins frotter

**Carte dentaire 3D**: Met les zones problématiques en surbrillance

**Retouche**: Pour brosser les zones négligées



\* par rapport à une brosse à dents manuelle

\*\* par rapport à une brosse à dents manuelle en 6 semaines

\*\*\* lors d'un test en laboratoire par rapport à une brosse à dents manuelle

\*\*\*\* en mode Santé des gencives par rapport à une brosse à dents manuelle après 2 semaines

\*\*\*\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard

\*\*\*\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode standard

\*\*\*\*\* Recommandé avec nettoyage interdentaire