

# PHILIPS

## sonicare

ソニックケア ダイヤ  
モンドクリーン

DiamondClean

5つのモード

3本のブラシヘッド

充電器用グラス

USB 充電トラベルケース

HX9335/05



## スタイリッシュなボディと高性能な機能 全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

全てを備えた、ダイヤモンドクリーン

### お口の健康を推進

- 約2週間で歯ぐきをより健康に。\*手磨きと同様。
- フィリップス ソニックケア歯ブラシで歯に自然な白さを
- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大7倍除去
- 手磨きだけの場合よりも 歯に自然な白さをもたらします。
- センシティブモード：歯と歯ぐきにやさしく洗浄

### 使いやすさ重視の設計

- 2つの充電方法：充電器用グラスとトラベルケース（ブラック）

### 理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

### 優れた洗浄能力

- ソニックケアの優れたホワイトニング効果を実現するダイヤモンドクリーンブラシヘッド
- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流


# 特長

## 最大7倍の歯垢を除去



手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大7倍除去

## 歯ぐきの健康を推進



このフィリップス ソニックケア電動歯ブラシは、歯間と歯肉縁に沿った部分をしっかり洗浄、約2週間で健康な歯ぐきへ。

## 歯を自然な白さに



フィリップスソニックケア歯ブラシで、約1週間で手磨きだけの場合よりもより自然な白い歯に。ステイン（着色汚れ）を最大2倍多く除去し、約1週間で歯に自然な白さをもたらします。

## ダイヤモンドクリーンブラシヘッド



ソニックケアのステイン除去ブラシヘッド、ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ダイヤモンド形の毛先を採用。効果的にやさしく歯垢を取り除


きます。コーヒー、紅茶、赤ワイン、タバコなどの日常的なステイン（着色汚れ）をわずか1週間で落とします。

## ステインを除去し自然な白い歯へ



フィリップス ソニックケア電動歯ブラシは、歯の着色汚れを除去し、自然な白さで輝く歯を手に入れるお手伝いをします。

## 歯と歯ぐきにやさしい



センシティブモード搭載フィリップス ソニックケア歯ブラシ：歯と歯ぐきにやさしく効果的に洗浄

## カドベーター



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

## スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

## 音波水流



フィリップスソニックケア電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。

## 2つの充電方法



1) 充電グラス - フィリップスソニックケア電動歯ブラシをグラスに入れるだけで充電できます。もちろん、ブラッシング後に口をゆすぐグラスとしても使用できます。2) 充電トラベルケース - ノート PC に USB 接続するか、コンセントに差し込むと充電できます。ダイヤモンドクリーンを収納して携帯するのに便利です。



# 仕様

## デザインと仕上げ

色: ホワイト

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約3週間\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約3週間\*\*

## 内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 1本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン レギュラー1本, ダイヤモンドクリーン (コンパクト) 1本, インターケア レギュラー1本

トラベルケース: USB 充電トラベルケース

充電器用グラス: 1

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドベーターとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

## モード

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

ガムケア: 歯ぐきをケア

ポーランド語: 歯に光沢をあたえる

センシティブ: 歯と歯ぐきにやさしい

\*\*クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回

