

PHILIPS

sonicare

Sonicare AirFloss

AirFloss

Oplaadbaar

met 3 spuitkoppen

HX8115/03



Philips AirFloss – Een gemakkelijkere manier om te flossen

Verbetert de gezondheid van uw gebit op vriendelijke en effectieve wijze

Als u van flossen geen dagelijkse routine hebt gemaakt, worden de bacteriën tussen uw tanden niet goed verwijderd. De Philips Sonicare AirFloss helpt bij een grondige gebitsreiniging zonder gedoe met tandzijde.

Achieve a 30-second clean

- Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken; net zo eenvoudig als een muisklik

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijdert tot 99,9% tandplak

Eenvoudig: richten en activeren

- Eenvoudig vulbaar reservoir
- Geleidetip voor eenvoudige plaatsing
- Met de Microburst-technologie reinigt u met één druk op de knop
- Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen
- Slank, gemakkelijk vast te houden handvat
- Geschikt voor standaard Sonicare-opladers
- Na twee weken opladen

Kenmerken

Eenvoudig vulbaar reservoir



Het eenvoudig vulbare reservoir gebruikt maar een klein beetje water voor minder geknoei. Vul het reservoir met mondspoeling voor een betere mondhygiëne.

Geschikt voor Sonicare-opladers



U hebt maar één oplader nodig om uw Sonicare-producten op te laden.

Geleidetip




Glijd met de geleidetip langs de tandvleesrand tot u voelt dat de tip tussen de tanden komt. De geleidetip biedt een gemakkelijke plaatsing zelfs bij de moeilijk bereikbare kiezen.

Microburst-technologie



De Microburst-technologie geeft een korte stoot lucht en kleine waterdruppeltjes af om diep tussen de tanden te reinigen op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Verwijdert tot 99,9% tandplak




AirFloss gebruikt lucht en microdruppels van water of mondwater om tot 99% van het tandplak tussen de tanden te verwijderen*

Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken



Eenvoudig met één druk op de knop te gebruiken voor een eenvoudige reiniging in 60 seconden.

Kleine, gebogen spuitkop



Klein, gebogen mondstuk om eenvoudig moeilijk bereikbare plekken te reinigen

Slank, gemakkelijk vast te houden handvat



Moeiteloos te hanteren in de mond.

Na twee weken opladen



U kunt de AirFloss twee weken gebruiken voordat u deze weer hoeft op te laden.

Specificaties

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

2 weken of 14 keer een volledig gebruik

Oplaadtijd: 24 uur

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje in de aan-uitknop knippert om aan te geven dat de batterij moet worden opgeladen

Handvat: Slank, ergonomisch design

Meegeleverde artikelen

Reisetui: Zacht reisetui

AirFloss-handvat: 1

AirFloss-spuutkop: 3

