

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Laetav
1 otsakuga



HX8111/12

Hõlpsaim viis hambavahesid puhastada

Parandab õmalt ja efektiivselt suuhügieeni

Kui te igapäevaselt hambavahesid ei puhasta, võivad hammaste vahele koguneda nakkusi tekitavad bakterid. Sonicare'i AirFloss aitab igapäevase sügavpuhastusega, jättes ära tavapärase pingutuse.

Hambavahed puhtaks vaid 30 sekundiga

- Lihtne ühe nupuga kasutus; sama lihtne nagu hiireklõps

Parandab tõestatult suuhügieeni

- Eemaldab hammaste vahelt kuni 99% rohkem kattu*

Lihtne: suuna ja vajuta

- Lihtsalt täidetav nõu
- Juhtots lihtsaks paigutamiseks
- Microburst-tehnoloogia puhastab ühe nupulevajutusega
- Peenike, nurga all olev otsak nii lihtsate kui ka raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks
- Peenike, lihtsalt hoitav käepide
- Sobib tavapärastele Sonicare'i laadijatele
- Laadimine kahe nädala tagant

PHILIPS
sonicare

Esiletõstetud tooted

Microburst-tehnoloogia



Microburst-tehnoloogia rakendab kiiret suruõhuvoogu ja üliväikseid veepiisku, et puhastada hambavahesid, kuhu hambaharjaga ei pääse

Laadimine kahe nädala tagant



AirFloss peab laadimiste vahel vastu kaks nädalat.

Lihtne ühe nupuga kasutus



Lihtne ühe nupuga kasutus lihtsaks puhastamiseks 60 sekundiga.

Peenike, nurga all olev otsak



Peenike, nurga all olev otsak nii lihtsate kui ka raskesti ligipääsetavate kohtade jaoks

Juhtots



Lihtsalt libistage juhtotsa piki igemeserva, kuni tunnete, et see kinnitub hammaste vahele. Paigutamine on lihtne isegi raskesti ligipääsetavate tagumiste hammaste puhul.

Lihtsalt täidetav nõu



Lihtsalt täidetav nõu kasutab vaid vähesel määral vett ja tekitab vähem segadust. Täitke suuveega, et suuhügieen oleks tõhusam.

Peenike, lihtsalt hoitav käepide




Suus kergesti liigutatav.

Sobib Sonicare'i laadijatele



Sonicare'i toodete laadimiseks läheb vaja vaid ühte laadijat.

Eemaldab kuni 99% rohkem kattu



See Sonicare'i hambahari eemaldab hammaste vahelt kuni 99% rohkem kattu kui ainult käsihambaharjaga harjates; parandab tõestatud tõhusalt suuhügieeni.

Spetsifikatsioon

Võimsus

- Pinge: Mitmevoldiline laadija

Tehnilised andmed

- Kasutamisaeg: Vahetage otsakut iga kuue kuu järel
- Aku: Laetav
- Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): 2 nädalat või 14 kogu suu kasutust
- Laadimisaeg: 24 hour(s)

Hooldus

- Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kergesti kasutatav

- Akunäidik: Toitenupu valgustus vilgub, kui seadet on vaja laadida
- Käepide: Peenike, ergonomiline disain



Väljalaske kuupäev
2022-07-13

Versioon: 2.0.1

© 2022 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Vörreldes ainult käsi-hambaharjaga harjamisega