

Philips Sonicare  
에어플로스 울트라 - 치  
간 세정기

노즐 2 개



HX8432/03

## 2 주 만에 건강해지는 잇몸 \*

불규칙적인 치간 세정자를 위한 설계

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라 \*\*\*\* 는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다. 에어플로스 울트라는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 치실 사용만큼 효과적으로 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.\*\*

### Improves oral health

- 치실 사용만큼 효과적인 잇몸 건강 개선 효과를 임상적으로 입증 \*\*
- 최대 99.9% 플라그 제거 \*\*\*
- 치간 충치 예방 효과

### Superior technology

- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 고성능 노즐
- 3 회 분사 사용자 맞춤 설정

### The easiest way to effectively clean between teeth

- 60 초 동안 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!
- 상쾌하고 깨끗한 구강 상태로 하루 종일 완벽한 자신감
- 건강한 습관을 만드는 간편한 방법

# PHILIPS

sonicare

# 주요 제품

## 최대 99.9% 플라그 제거



에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.\*\*\*

## 미세분사 기술



공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.

## 가볍게 시작하는 건강한 습관



구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있으며 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.

## 잇몸 건강 개선




필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 치실 사용만큼 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.\*\* 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다.

## 60 초 내 세정



에어플로스 울트라는 사용하면 하루 단 60초만으로 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 분사 횟수 (1회, 2회 또는 3회)를 선택하고 작동 버튼을 계속 누른 상태로 연속 자동 분사를 사용하거나 작동 버튼을 눌렀다 놓으면서 수동 분사 모드를 사용할 수 있습니다.

## 구강청결제를 사용하여 상쾌하고 깨끗한 세정



핸들의 급수통에 구강청결제 또는 물을 채운 다음 원하는 치아 사이에 노즐을 대고 분사 버튼을 눌러 보세요. 구강청결제를 사용

하면 놀라운 상쾌함을 경험하고 항균 효과까지 누리실 수 있습니다.

## 충치 예방 효과



필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 양치 시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

## 고성능 노즐



새로운 에어플로스 울트라의 고성능 노즐이 공기 및 물방울 미세분사 기술을 강화시켜 보다 효과적이고 효율적인 세정이 가능합니다.

## 3회 분사 사용자 맞춤



에어플로스 울트라의 강력한 분사 기능은 사용자의 기호에 따라 작동 버튼을 누를 때마다 1회, 2회, 3회 분사로 맞춤 설정할 수 있습니다.

# 사양

## 소비전력

- 전압: 다중 전압 충전기

## 기술 사양

- 배터리: 충전식
- 배터리 유형: 리튬 이온
- 충전 시간: 완전 충전 시 24 시간 소요

## 디자인 및 마감

- 색상: 블랙

## 서비스

- 보증: 구입 후 2년

## 편리한 사용

- 핸들: 슬림한 인체공학적 디자인
- 배터리 표시등: 핸들의 LED 로 충전량 표시
- 배터리 수명: 1~3 주 \*\*\*\*
- 노즐 액세서리: 간편한 탈부착

## 구성품

- 충전기: 1 개
- 노즐 홀더: 1 개
- 에어플로스 울트라 핸들: 1 개
- 에어플로스 울트라 노즐: 2 개

## 세정 성능

- 구강 건강 관리 효과: 2 주 만에 잇몸 건강 개선  
\*, 60 초 내 구강 전체 세정
- 성능: 플라그 최대 99.9% 제거 \*\*
- 임상적으로 입증된 효과: 치실 사용만큼 효과  
적인 세정, 잇몸 건강 개선, 잇몸 출혈 완화, 플  
라그 제거
- 개인별 맞춤 설정 가능: 자동 분사 또는 수동 분  
사, 1 회 / 2 회 / 3 회 분사 \*\*\*
- 최상의 효과: 6 개월마다 노즐 교체



발행 일자 2023-04-08

버전 : 2.0.1

EAN: 87 10103 92627 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는  
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\*경미하거나 중간 정도의 치은염이 있는 사용자가 일반 칫솔 및  
항균성 구강청결제와 함께 사용하는 경우; 에어플로스는 불규  
칙적인 치실 사용자로 하여금 매일 건강한 치간 세정 습관을 들  
일 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용을 보려면 지원 탭 아  
래에 있는 Q&A 를 참조하십시오.  
\*\*\*연구 결과에 따르면, 부위별로 사용 결과가 실제로 다를 수  
있음  
\* 사용 후 불만족 시 환불 가능  
\*\*\*\* 사용한 분사 설정에 따라 다름  
\*\*\*\* 에어플로스 울트라와 프로는 동일한 제품이며, 국가나 체  
널에 따라 이름이 달라질 수 있습니다.