

Philips Sonicare
에어플로스 울트라 - 치
간 세정기

노즐 2 개



HX8432/03

2 주 만에 건강해지는 잇몸 *

불규칙적인 치간 세정자를 위한 설계

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 에어플로스 울트라 **** 는 치아 사이를 효과적으로 세정하는 가장 간단한 방법입니다. 에어플로스 울트라는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 치실 사용만큼 효과적으로 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.**

Improves oral health

- 치실 사용만큼 효과적인 잇몸 건강 개선 효과를 임상적으로 입증 **
- 최대 99.9% 플라그 제거 ***
- 치간 충치 예방 효과

Superior technology

- 고성능 노즐
- 공기와 물방울의 미세분사 기술
- 3 회 분사 사용자 맞춤 설정

The easiest way to effectively clean between teeth

- 60 초 동안 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!
- 상쾌하고 깨끗한 구강 상태로 하루 종일 완벽한 자신감
- 건강한 습관을 만드는 간편한 방법

PHILIPS

sonicare


주요 제품

최대 99.9% 플라그 제거




에어플로스 울트라는 세정 부위의 플라그를 최대 99.9% 제거합니다.***

미세분사 기술




공기와 구강청결제 또는 물을 섞어 강력하면서도 부드럽게 치아 사이와 잇몸 라인을 따라 세정하는 차별화된 기술을 통해 임상적으로 입증된 효과를 보장합니다.

가볍게 시작하는 건강한 습관



구강 건강 관리에 있어 치간 세정은 매우 중요합니다. 에어플로스를 사용하면 치아 사이 칫솔모가 닿지 않는 부분까지 쉽고 간편하게 양치할 수 있으며 건강한 치간 세정 습관을 기를 수 있습니다.

잇몸 건강 개선



필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 치실 사용만큼 잇몸 건강을 개선시키는 것이 임상적으로 입증되었습니다.** 단 2주 만에 잇몸 건강이 개선됩니다.

60 초 내 세정



에어플로스 울트라는 사용하면 하루 단 60초만으로 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 분사 횟수 (1회, 2회 또는 3회)를 선택하고 작동 버튼을 계속 누른 상태로 연속 자동 분사를 사용하거나 작동 버튼을 눌렀다 놓으면서 수동 분사 모드를 사용할 수 있습니다.

구강청결제를 사용하여 상쾌하고 깨끗한 세정



핸들의 급수통에 구강청결제 또는 물을 채운 다음 원하는 치아 사이에 노즐을 대고 분사 버튼을 눌러 보세요. 구강청결제를 사용

하면 놀라운 상쾌함을 경험하고 항균 효과까지 누리실 수 있습니다.

충치 예방 효과



필립스 소닉케어 에어플로스 울트라는 양치 시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

고성능 노즐



새로운 에어플로스 울트라의 고성능 노즐이 공기 및 물방울 미세분사 기술을 강화시켜 보다 효과적이고 효율적인 세정이 가능합니다.

3회 분사 사용자 맞춤



에어플로스 울트라의 강력한 분사 기능은 사용자의 기호에 따라 작동 버튼을 누를 때마다 1회, 2회, 3회 분사로 맞춤 설정할 수 있습니다.

사양

디자인 및 마감

- 색상 : 블랙

소비전력

- 전압 : 다중 전압 충전기

기술 사양

- 배터리 : 충전식
- 배터리 유형 : 리튬 이온
- 충전 시간 : 완전 충전 시 24 시간 소요

서비스

- 보증 : 구입 후 2 년

편리한 사용

- 핸들 : 슬림한 인체공학적 디자인
- 배터리 표시등 : 핸들의 LED 로 충전량 표시
- 배터리 수명 : 1~3 주 ****
- 노즐 액세서리 : 간편한 탈부착

구성품

- 충전기 : 1 개
- 노즐 홀더 : 1 개
- 에어플로스 울트라 핸들 : 1 개
- 에어플로스 울트라 노즐 : 2 개

세정 성능

- 구강 건강 관리 효과 : 2 주 만에 잇몸 건강 개선
* , 60 초 내 구강 전체 세정
- 성능 : 플라그 최대 99.9% 제거 **
- 임상적으로 입증된 효과 : 치실 사용만큼 효과
적인 세정, 잇몸 건강 개선, 잇몸 출혈 완화, 플
라그 제거
- 개인별 맞춤 설정 가능 : 자동 분사 또는 수동 분
사, 1 회 / 2 회 / 3 회 분사 ***
- 최상의 효과 : 6 개월마다 노즐 교체



발행 일자 2022-09-14

버전 : 2.0.1

EAN: 08 71010 39262 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다
.

www.philips.com

**경미하거나 중간 정도의 치은염이 있는 사용자가 일반 칫솔 및
항균성 구강청결제와 함께 사용하는 경우; 에어플로스는 불규
칙적인 치실 사용자로 하여금 매일 건강한 치간 세정 습관을 들
일 수 있도록 설계되었습니다. 자세한 내용을 보려면 지원 탭 아
래에 있는 Q&A 를 참조하십시오.
***연구 결과에 따르면, 부위별로 사용 결과가 실제로 다를 수
있음
* 사용 후 불만족 시 환불 가능
**** 사용한 분사 설정에 따라 다름
**** 에어플로스 울트라와 프로는 동일한 제품이며, 국가나 채
널에 따라 이름이 달라질 수 있습니다.